

NOTIFICAÇÃO Urgente DE SEGURANÇA DE CAMPO (REMOÇÃO)

Stent Periférico PALMAZ GENESIS™ no Sistema de Entrega OPTA™ PRO de 0,035".
Números de Catálogo PG2990PPS, PG2990PPX, PG3990PPS, PG3990PPX – Lotes Específicos

São Paulo, 01 de junho de 2022

Prezado Cliente,

O objetivo desta comunicação é informá-lo(a) que a Cordis está voluntariamente recolhendo (removendo) lotes específicos do Stent Periférico PALMAZ GENESIS™ 9x29 e 9x39 da Cordis no Sistema de Entrega OPTA™ PRO de 0,035" registrado na ANVISA sob número 81356112291.

Visão Geral do Recall [Recolhimento Voluntário]:	<p>A Cordis identificou que, para os produtos de catálogos listados acima, existe uma possibilidade de deslocamento do stent relacionada a estes dois tamanhos específicos do Stent Periférico PALMAZ GENESIS™ no Sistema de Entrega OPTA™ PRO de 0,035".</p> <p>Os possíveis impactos do deslocamento do stent incluem um atraso intra procedimento à medida que o dispositivo é trocado por outro ou pode resultar em complicações, como: intervenção percutânea ou cirúrgica não planejada, traumatismo do trato GI ou perfuração.</p>
---	---

Detalhes sobre o Dispositivo Afetado, para auxiliar na identificação do produto envolvido:	<p><u>Produto envolvido</u> Esta carta se aplica a lotes específicos do Stent Periférico PALMAZ GENESIS™ no Sistema de Entrega OPTA™ PRO de 0,035", códigos PG2990PPS, PG2990PPX, PG3990PPS, PG3990PPX (vide Tabela 1)</p> <p><u>Uso Pretendido:</u> O Stent Periférico PALMAZ GENESIS™ no Sistema de Entrega OPTA™ PRO 0,035" destina-se ao tratamento de doenças ateroscleróticas de artérias periféricas abaixo do arco aórtico e para palição de neoplasias malignas na árvore biliar.</p> <p><u>Identificação</u> Um exemplo da rotulagem da embalagem abaixo é fornecido para ajudá-lo(a) a identificar as unidades afetadas.</p>
---	--

	<p><u>Por que estamos recolhendo voluntariamente este produto?</u> Os possíveis impactos do deslocamento do stent incluem um atraso intra-procedimental à medida que o dispositivo é trocado por outro ou pode resultar em complicações, como: intervenção percutânea ou cirúrgica não planejada, traumatismo do trato GI ou perfuração.</p> <p><u>Existe alguma preocupação com o produto já utilizado com sucesso nos procedimentos?</u> Não. O <i>recall</i> está sendo realizado devido ao possível deslocamento do stent antes ou durante a colocação e não afeta os stents PALMAZ GENESIS™ que foram implantados com sucesso.</p> <p><u>Quais outras ações a Cordis está tomando?</u> A Cordis possui uma investigação ativa em andamento, está trabalhando com nosso fabricante para determinar a causa raiz e tomará as medidas corretivas apropriadas. De acordo com nosso compromisso de fornecer aos clientes produtos de qualidade, a Cordis decidiu voluntariamente recolher os lotes afetados listados nesta carta.</p>
--	---

Assistência Disponível:	Se você tiver alguma dúvida sobre este <i>recall</i> , entre em contato com seu representante de vendas local ou com o escritório de vendas local, ou com a Cordis em GMB-Cordis-Cashel-QRA@cordis.com.
--------------------------------	---

Informações Adicionais:	<p><u>Notificação Regulamentar</u> As agências reguladoras e o órgão certificador estão sendo notificados sobre a Cordis estar tomando esta ação voluntariamente.</p> <p><u>Processo de Relato de Eventos Adversos</u> Além do processo normal de relato de queixas à Cordis/ Cardinal Health, qualquer reação adversa experimentada com o uso deste produto e/ou problemas de qualidade também devem ser relatadas para ANVISA através do NOTIVISA através do endereço notivisa@anvisa.gov.br ou através do link a seguir https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/notificacoes</p> <p><u>Notificação Regulatória</u> O FDA e outros órgãos regulatórios aplicáveis foram notificados e estão cientes sobre a Cordis voluntariamente tomar esta ação.</p>
--------------------------------	---

Pedimos desculpas por qualquer inconveniência que esta comunicação possa causar. Sabemos que você valoriza muito nossos produtos e agradecemos sua cooperação nesta questão. A Cordis está empenhada em manter a sua confiança na segurança e na qualidade dos produtos fornecidos pela Cordis.

Atenciosamente,

Miguel Ávila
Vice-Presidente, Qualidade Global e Assuntos Regulatórios
Cordis Corporation

Tabela 1 (Lista de Lotes Impactados)

Código do Produto	Número do Lote
PG2990PPS	82184215
	82218087
PG2990PPX	82178943
	82191727
	82211305
PG3990PPS	82178944
	82182764
	82193097
	82208537
	82212821
PG3990PPX	82195965
	82212989
	82218097