

Comunicado **ichroma Free T4** - CLIENTE

PREZADO CLIENTE, Se está recebendo este comunicado, é porque adquiriu de nossa empresa, o lote descrito abaixo do produto **ichroma Free T4** (Anvisa: 10350840437):

LOTE DO KIT: #F4TGB08

Contexto:

Após investigação feita pelo fabricante Boditech Med Inc., foi verificada a ocorrência de resultados inaccurados com o kit ichroma Free T4, lote #F4TGB08, devido a problemas na calibração do ID Chip deste lote. Essa ocorrência levou à necessidade da recalibração do ID Chip, para o kit do lote em questão.

Impactos nos resultados de pacientes:

O achado nas investigações feitas pelo fabricante mostra possíveis resultados falsamente elevados para o parâmetro em questão.

Ações:

Os kits do lote discriminado acima deverão ser recalibrados imediatamente com a nova parametrização disponibilizada pelo fabricante após análise da ocorrência, conforme procedimento descrito no documento em anexo (*Passo a passo para gravar o RFID do Id Chip*).

Por razões regulatórias, solicitamos, por gentileza, que assinale a opção CIENTE neste formulário. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, não hesite em nos contatar, via departamento de Assessoria Científica, (21) 3907-2516 ou pelo 0800 015 1414.

* Obrigatória

1. E-mail: *

2. Responsável pela informação: *

3. Empresa: *

4. CIENTE: *

Sim

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms



Passo a passo para gravar o RFID do Id Chip

- Baixe o aplicativo no Playstore




- Para salvar no Id chip:

- Clique em **WRITE**







- Clique em **Open file on storage** para localizar o arquivo.




- Escolha o equipamento que você vai salvar o arquivo.



- Clique em **“Select”** File para selecionar o arquivo.



- Seleccione o arquivo.



- Click em Ok.



Not detect tag

```
IDW 0x00: FF 01 00 01 00
IDW 0x05: 00 01 00 01 00
IDW 0x0A: 00 01 00 01 00
IDW 0x0F: 00 01 00 01 00
IDW 0x14: 00 01 00 00 00
IDW 0x19: 00 01 00 00 00
IDW 0x1E: 00 01 00 00 00
IDW 0x23: 00 01 00 00 00
IDW 0x28: 00 FF FF FF FF
IDW 0x2D: FF FF FF FF FF
IDW 0x32: FF FF FF FF FF
IDW 0x37: FF FF FF FF FF
IDW 0x3C: FF FF FF FF FF
IDW 0x41: FF FF FF FF FF
IDW 0x46: FF FF FF FF FF
IDW 0x4B: FF FF FF FF FF
IDW 0x50: FF 01 00 00 00
IDW 0x55: 00 01 00 00 00
IDW 0x5A: 00 01 00 00 00
```

Type: Ichroma Item: TSH plus Lot: TPFGC03

Clear	Copy	Paste
Open File on Storage	Open File on Server	
START	STOP	SHARE

- Encoste o telefono no Idchip e click no START.