

30 de Novembro de 2023

Assunto: Notificação de Segurança de Campo - A partir de 10 de janeiro de 2024, o parâmetro de relógio usado pelo aplicativo de software Modelo 2892 no PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528) exibirá determinadas datas de diagnóstico incorretamente (92977025-FA).

Prezado Médico ou Profissional de Saúde (HCP),

Estamos escrevendo para informar que a partir de 10 de janeiro de 2024, o parâmetro de relógio usado pelo aplicativo de software Modelo 2892 no PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528) exibirá incorretamente determinadas datas de diagnóstico, com um ano na década de 1990. O aplicativo de software Modelo 2892 suporta aproximadamente 8.400 das famílias de marca-passos ALTRUA™, INSIGNIA™ e NEXUS™ restantes que foram distribuídas entre outubro de 2001 e agosto de 2018. Esse comportamento não afeta a funcionalidade do marca-passo. O PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528) está chegando ao fim do serviço e está sendo substituído pelo programador LATITUDE™ Modelo 3300. Por favor, preencha e devolva o formulário de confirmação de recebimento anexo.

Descrição do Comportamento Imprevisto e Impacto Clínico

A aplicação de software Modelo 2892 determina informações de data usando o relógio do PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528). Com base no desenho da aplicação de software Modelo 2892, o parâmetro de relógio suporta datas de 1º de janeiro de 1990 até 10 de janeiro de 2024. Após esta data, o parâmetro de relógio será reiniciado e exibirá incorretamente determinadas datas de diagnóstico na tela do programador, salvando em disco e em relatórios impressos.

- As datas de diagnóstico afetadas que serão exibidas incorretamente em ou após 10 de janeiro de 2024 incluem a data do último teste de bateria, a última data programada, a data da última interrogação, a última reinicialização do contador/histogramas e as datas dos testes de acompanhamento, como amplitude intrínseca, impedância de estimulação e testes de limiar de estimulação.

Observe que todas as datas são exibidas corretamente em um programador LATITUDE Modelo 3300.

- As datas do indicador de substituição e a data dos eventos no diário de arritmia não são afetadas e são exibidas corretamente.
- Não há impacto no desempenho do marca-passo, na longevidade real restante do marca-passo nem na exibição do medidor de carga da bateria.

Este comportamento afeta apenas os marca-passos suportados com o software Modelo 2892 no PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528) e não afeta as datas apresentadas no programador LATITUDE Modelo 3300 ou no sistema Consult™ LATITUDE.

Recomendação

Por favor, mantenha esta carta com todos os PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528) do seu centro ou distribua-a a todos os HCPs que realizam verificações de marca-passo usando um PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528). Ao usar a aplicação de software Modelo 2892 no PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528), se uma data incluir um ano na década de 1990, os HCPs poderão:

- Determinar uma data precisa interrogando um marca-passo ALTRUA, INSIGNIA ou NEXUS com um programador LATITUDE Modelo 3300; ou

Serviços Técnicos - Estados Unidos
1.800.CARDIAC (227.3422)
tech.services@bsci.com

Serviços Técnicos Internacionais
+32 2 416 7222
intltechservice@bsci.com

Serviços Técnicos – Ásia Pacífico
+61 2 8063 8299
aptechservice@bsci.com

Exibição incorreta de determinadas datas de diagnóstico usando o software Modelo 2892 PROGRAMADOR ZOOM LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528)

- Determinar uma data aproximada (dentro de um intervalo de dois dias) usando a tabela do Apêndice A.

A Boston Scientific não recomenda a substituição profilática de marca-passos devido a datas incorretas. Por favor, preencha e devolva o formulário de confirmação de recebimento anexo.

Exibição incorreta de determinadas datas de diagnóstico usando o software Modelo 2892 PROGRAMADOR ZOOM
LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528)

Informações Adicionais

Reconhecemos o impacto deste tipo de comunicação sobre você e estamos comprometidos com uma comunicação transparente com médicos e profissionais de saúde para garantir que você tenha informações relevantes e oportunas para o gerenciamento de seus pacientes. Se você tiver dúvidas adicionais sobre essas informações ou precisar relatar um evento adverso, entre em contato com seu representante ou com os Serviços Técnicos da Boston Scientific e com a autoridade reguladora local, conforme aplicável.

Atenciosamente,

Elisangela Molina

Electronically signed by: Elisangela
Molina
Reason: I am the Approver
Date: Nov 28, 2023 12:15 GMT-3

Elisangela Molina
Gerente de Garantia da Qualidade e Responsável Técnica

Apêndice A

Com base no desenho da aplicação de software Modelo 2892, o parâmetro de relógio suporta datas de 1º de janeiro de 1990 até as 13h37, horário local, de 10 de janeiro de 2024. Após esta data, o parâmetro de relógio será reiniciado e exibirá incorretamente determinadas datas de diagnóstico na tela do programador, salvando em disco e em relatórios impressos.

Como o parâmetro do relógio reinicia às 13h37, horário local, em 10 de janeiro de 2024, a data real será a data aproximada listada abaixo ou o dia seguinte, dependendo da hora do dia em que ocorreu a data do diagnóstico. Uma data precisa pode ser determinada interrogando o marca-passo usando um programador LATITUDE Modelo 3300.

Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada
1-Jan-1990	10-Jan-2024	4-Fev-1990	13-Fev-2024	10-Mar-1990	18-Mar-2024	13-Abr-1990	21-Abr-2024
2-Jan-1990	11-Jan-2024	5-Fev-1990	14-Fev-2024	11-Mar-1990	19-Mar-2024	14-Abr-1990	22-Abr-2024
3-Jan-1990	12-Jan-2024	6-Fev-1990	15-Fev-2024	12-Mar-1990	20-Mar-2024	15-Abr-1990	23-Abr-2024
4-Jan-1990	13-Jan-2024	7-Fev-1990	16-Fev-2024	13-Mar-1990	21-Mar-2024	16-Abr-1990	24-Abr-2024
5-Jan-1990	14-Jan-2024	8-Fev-1990	17-Fev-2024	14-Mar-1990	22-Mar-2024	17-Abr-1990	25-Abr-2024
6-Jan-1990	15-Jan-2024	9-Fev-1990	18-Fev-2024	15-Mar-1990	23-Mar-2024	18-Abr-1990	26-Abr-2024
7-Jan-1990	16-Jan-2024	10-Fev-1990	19-Fev-2024	16-Mar-1990	24-Mar-2024	19-Abr-1990	27-Abr-2024
8-Jan-1990	17-Jan-2024	11-Fev-1990	20-Fev-2024	17-Mar-1990	25-Mar-2024	20-Abr-1990	28-Abr-2024
9-Jan-1990	18-Jan-2024	12-Fev-1990	21-Fev-2024	18-Mar-1990	26-Mar-2024	21-Abr-1990	29-Abr-2024
10-Jan-1990	19-Jan-2024	13-Fev-1990	22-Fev-2024	19-Mar-1990	27-Mar-2024	22-Abr-1990	30-Abr-2024
11-Jan-1990	20-Jan-2024	14-Fev-1990	23-Fev-2024	20-Mar-1990	28-Mar-2024	23-Abr-1990	1-Mai-2024
12-Jan-1990	21-Jan-2024	15-Fev-1990	24-Fev-2024	21-Mar-1990	29-Mar-2024	24-Abr-1990	2-Mai-2024
13-Jan-1990	22-Jan-2024	16-Fev-1990	25-Fev-2024	22-Mar-1990	30-Mar-2024	25-Abr-1990	3-Mai-2024
14-Jan-1990	23-Jan-2024	17-Fev-1990	26-Fev-2024	23-Mar-1990	31-Mar-2024	26-Abr-1990	4-Mai-2024
15-Jan-1990	24-Jan-2024	18-Fev-1990	27-Fev-2024	24-Mar-1990	1-Abr-2024	27-Abr-1990	5-Mai-2024
16-Jan-1990	25-Jan-2024	19-Fev-1990	28-Fev-2024	25-Mar-1990	2-Abr-2024	28-Abr-1990	6-Mai-2024
17-Jan-1990	26-Jan-2024	20-Fev-1990	29-Fev-2024	26-Mar-1990	3-Abr-2024	29-Abr-1990	7-Mai-2024
18-Jan-1990	27-Jan-2024	21-Fev-1990	1-Mar-2024	27-Mar-1990	4-Abr-2024	30-Abr-1990	8-Mai-2024
19-Jan-1990	28-Jan-2024	22-Fev-1990	2-Mar-2024	28-Mar-1990	5-Abr-2024	1-Mai-1990	9-Mai-2024
20-Jan-1990	29-Jan-2024	23-Fev-1990	3-Mar-2024	29-Mar-1990	6-Abr-2024	2-Mai-1990	10-Mai-2024
21-Jan-1990	30-Jan-2024	24-Fev-1990	4-Mar-2024	30-Mar-1990	7-Abr-2024	3-Mai-1990	11-Mai-2024
22-Jan-1990	31-Jan-2024	25-Fev-1990	5-Mar-2024	31-Mar-1990	8-Abr-2024	4-Mai-1990	12-Mai-2024
23-Jan-1990	1-Fev-2024	26-Fev-1990	6-Mar-2024	1-Abr-1990	9-Abr-2024	5-Mai-1990	13-Mai-2024
24-Jan-1990	2-Fev-2024	27-Fev-1990	7-Mar-2024	2-Abr-1990	10-Abr-2024	6-Mai-1990	14-Mai-2024
25-Jan-1990	3-Fev-2024	28-Fev-1990	8-Mar-2024	3-Abr-1990	11-Abr-2024	7-Mai-1990	15-Mai-2024
26-Jan-1990	4-Fev-2024	1-Mar-1990	9-Mar-2024	4-Abr-1990	12-Abr-2024	8-Mai-1990	16-Mai-2024
27-Jan-1990	5-Fev-2024	2-Mar-1990	10-Mar-2024	5-Abr-1990	13-Abr-2024	9-Mai-1990	17-Mai-2024
28-Jan-1990	6-Fev-2024	3-Mar-1990	11-Mar-2024	6-Abr-1990	14-Abr-2024	10-Mai-1990	18-Mai-2024
29-Jan-1990	7-Fev-2024	4-Mar-1990	12-Mar-2024	7-Abr-1990	15-Abr-2024	11-Mai-1990	19-Mai-2024
30-Jan-1990	8-Fev-2024	5-Mar-1990	13-Mar-2024	8-Abr-1990	16-Abr-2024	12-Mai-1990	20-Mai-2024
31-Jan-1990	9-Fev-2024	6-Mar-1990	14-Mar-2024	9-Abr-1990	17-Abr-2024	13-Mai-1990	21-Mai-2024
1-Fev-1990	10-Fev-2024	7-Mar-1990	15-Mar-2024	10-Abr-1990	18-Abr-2024	14-Mai-1990	22-Mai-2024
2-Fev-1990	11-Fev-2024	8-Mar-1990	16-Mar-2024	11-Abr-1990	19-Abr-2024	15-Mai-1990	23-Mai-2024
3-Fev-1990	12-Fev-2024	9-Mar-1990	17-Mar-2024	12-Abr-1990	20-Abr-2024	16-Mai-1990	24-Mai-2024
17-Mai-1990	25-Mai-2024	4-Jul-1990	12-Jul-2024	21-Ago-1990	29-Ago-2024	8-Out-1990	16-Out-2024
18-Mai-1990	26-Mai-2024	5-Jul-1990	13-Jul-2024	22-Ago-1990	30-Ago-2024	9-Out-1990	17-Out-2024
19-Mai-1990	27-Mai-2024	6-Jul-1990	14-Jul-2024	23-Ago-1990	31-Ago-2024	10-Out-1990	18-Out-2024
20-Mai-1990	28-Mai-2024	7-Jul-1990	15-Jul-2024	24-Ago-1990	1-Set-2024	11-Out-1990	19-Out-2024
21-Mai-1990	29-Mai-2024	8-Jul-1990	16-Jul-2024	25-Ago-1990	2-Set-2024	12-Out-1990	20-Out-2024
22-Mai-1990	30-Mai-2024	9-Jul-1990	17-Jul-2024	26-Ago-1990	3-Set-2024	13-Out-1990	21-Out-2024
23-Mai-1990	31-Mai-2024	10-Jul-1990	18-Jul-2024	27-Ago-1990	4-Set-2024	14-Out-1990	22-Out-2024
24-Mai-1990	1-Jun-2024	11-Jul-1990	19-Jul-2024	28-Ago-1990	5-Set-2024	15-Out-1990	23-Out-2024
25-Mai-1990	2-Jun-2024	12-Jul-1990	20-Jul-2024	29-Ago-1990	6-Set-2024	16-Out-1990	24-Out-2024
26-Mai-1990	3-Jun-2024	13-Jul-1990	21-Jul-2024	30-Ago-1990	7-Set-2024	17-Out-1990	25-Out-2024
27-Mai-1990	4-Jun-2024	14-Jul-1990	22-Jul-2024	31-Ago-1990	8-Set-2024	18-Out-1990	26-Out-2024
28-Mai-1990	5-Jun-2024	15-Jul-1990	23-Jul-2024	1-Set-1990	9-Set-2024	19-Out-1990	27-Out-2024
29-Mai-1990	6-Jun-2024	16-Jul-1990	24-Jul-2024	2-Set-1990	10-Set-2024	20-Out-1990	28-Out-2024
30-Mai-1990	7-Jun-2024	17-Jul-1990	25-Jul-2024	3-Set-1990	11-Set-2024	21-Out-1990	29-Out-2024

Exibição incorreta de determinadas datas de diagnóstico usando o software Modelo 2892 PROGRAMADOR ZOOM
LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528)

Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada
31-Mai-1990	8-Jun-2024	18-Jul-1990	26-Jul-2024	4-Set-1990	12-Set-2024	22-Out-1990	30-Out-2024
1-Jun-1990	9-Jun-2024	19-Jul-1990	27-Jul-2024	5-Set-1990	13-Set-2024	23-Out-1990	31-Out-2024
2-Jun-1990	10-Jun-2024	20-Jul-1990	28-Jul-2024	6-Set-1990	14-Set-2024	24-Out-1990	1-Nov-2024
3-Jun-1990	11-Jun-2024	21-Jul-1990	29-Jul-2024	7-Set-1990	15-Set-2024	25-Out-1990	2-Nov-2024
4-Jun-1990	12-Jun-2024	22-Jul-1990	30-Jul-2024	8-Set-1990	16-Set-2024	26-Out-1990	3-Nov-2024
5-Jun-1990	13-Jun-2024	23-Jul-1990	31-Jul-2024	9-Set-1990	17-Set-2024	27-Out-1990	4-Nov-2024
6-Jun-1990	14-Jun-2024	24-Jul-1990	1-Ago-2024	10-Set-1990	18-Set-2024	28-Out-1990	5-Nov-2024
7-Jun-1990	15-Jun-2024	25-Jul-1990	2-Ago-2024	11-Set-1990	19-Set-2024	29-Out-1990	6-Nov-2024
8-Jun-1990	16-Jun-2024	26-Jul-1990	3-Ago-2024	12-Set-1990	20-Set-2024	30-Out-1990	7-Nov-2024
9-Jun-1990	17-Jun-2024	27-Jul-1990	4-Ago-2024	13-Set-1990	21-Set-2024	31-Out-1990	8-Nov-2024
10-Jun-1990	18-Jun-2024	28-Jul-1990	5-Ago-2024	14-Set-1990	22-Set-2024	1-Nov-1990	9-Nov-2024
11-Jun-1990	19-Jun-2024	29-Jul-1990	6-Ago-2024	15-Set-1990	23-Set-2024	2-Nov-1990	10-Nov-2024
12-Jun-1990	20-Jun-2024	30-Jul-1990	7-Ago-2024	16-Set-1990	24-Set-2024	3-Nov-1990	11-Nov-2024
13-Jun-1990	21-Jun-2024	31-Jul-1990	8-Ago-2024	17-Set-1990	25-Set-2024	4-Nov-1990	12-Nov-2024
14-Jun-1990	22-Jun-2024	1-Ago-1990	9-Ago-2024	18-Set-1990	26-Set-2024	5-Nov-1990	13-Nov-2024
15-Jun-1990	23-Jun-2024	2-Ago-1990	10-Ago-2024	19-Set-1990	27-Set-2024	6-Nov-1990	14-Nov-2024
16-Jun-1990	24-Jun-2024	3-Ago-1990	11-Ago-2024	20-Set-1990	28-Set-2024	7-Nov-1990	15-Nov-2024
17-Jun-1990	25-Jun-2024	4-Ago-1990	12-Ago-2024	21-Set-1990	29-Set-2024	8-Nov-1990	16-Nov-2024
18-Jun-1990	26-Jun-2024	5-Ago-1990	13-Ago-2024	22-Set-1990	30-Set-2024	9-Nov-1990	17-Nov-2024
19-Jun-1990	27-Jun-2024	6-Ago-1990	14-Ago-2024	23-Set-1990	1-Out-2024	10-Nov-1990	18-Nov-2024
20-Jun-1990	28-Jun-2024	7-Ago-1990	15-Ago-2024	24-Set-1990	2-Out-2024	11-Nov-1990	19-Nov-2024
21-Jun-1990	29-Jun-2024	8-Ago-1990	16-Ago-2024	25-Set-1990	3-Out-2024	12-Nov-1990	20-Nov-2024
22-Jun-1990	30-Jun-2024	9-Ago-1990	17-Ago-2024	26-Set-1990	4-Out-2024	13-Nov-1990	21-Nov-2024
23-Jun-1990	1-Jul-2024	10-Ago-1990	18-Ago-2024	27-Set-1990	5-Out-2024	14-Nov-1990	22-Nov-2024
24-Jun-1990	2-Jul-2024	11-Ago-1990	19-Ago-2024	28-Set-1990	6-Out-2024	15-Nov-1990	23-Nov-2024
25-Jun-1990	3-Jul-2024	12-Ago-1990	20-Ago-2024	29-Set-1990	7-Out-2024	16-Nov-1990	24-Nov-2024
26-Jun-1990	4-Jul-2024	13-Ago-1990	21-Ago-2024	30-Set-1990	8-Out-2024	17-Nov-1990	25-Nov-2024
27-Jun-1990	5-Jul-2024	14-Ago-1990	22-Ago-2024	1-Out-1990	9-Out-2024	18-Nov-1990	26-Nov-2024
28-Jun-1990	6-Jul-2024	15-Ago-1990	23-Ago-2024	2-Out-1990	10-Out-2024	19-Nov-1990	27-Nov-2024
29-Jun-1990	7-Jul-2024	16-Ago-1990	24-Ago-2024	3-Out-1990	11-Out-2024	20-Nov-1990	28-Nov-2024
30-Jun-1990	8-Jul-2024	17-Ago-1990	25-Ago-2024	4-Out-1990	12-Out-2024	21-Nov-1990	29-Nov-2024
1-Jul-1990	9-Jul-2024	18-Ago-1990	26-Ago-2024	5-Out-1990	13-Out-2024	22-Nov-1990	30-Nov-2024
2-Jul-1990	10-Jul-2024	19-Ago-1990	27-Ago-2024	6-Out-1990	14-Out-2024	23-Nov-1990	1-Dez-2024
3-Jul-1990	11-Jul-2024	20-Ago-1990	28-Ago-2024	7-Out-1990	15-Out-2024	24-Nov-1990	2-Dez-2024
25-Nov-1990	3-Dez-2024	12-Jan-1991	20-Jan-2025	1-Mar-1991	9-Mar-2025	18-Abr-1991	26-Abr-2025
26-Nov-1990	4-Dez-2024	13-Jan-1991	21-Jan-2025	2-Mar-1991	10-Mar-2025	19-Abr-1991	27-Abr-2025
27-Nov-1990	5-Dez-2024	14-Jan-1991	22-Jan-2025	3-Mar-1991	11-Mar-2025	20-Abr-1991	28-Abr-2025
28-Nov-1990	6-Dez-2024	15-Jan-1991	23-Jan-2025	4-Mar-1991	12-Mar-2025	21-Abr-1991	29-Abr-2025
29-Nov-1990	7-Dez-2024	16-Jan-1991	24-Jan-2025	5-Mar-1991	13-Mar-2025	22-Abr-1991	30-Abr-2025
30-Nov-1990	8-Dez-2024	17-Jan-1991	25-Jan-2025	6-Mar-1991	14-Mar-2025	23-Abr-1991	1-Mai-2025
1-Dez-1990	9-Dez-2024	18-Jan-1991	26-Jan-2025	7-Mar-1991	15-Mar-2025	24-Abr-1991	2-Mai-2025
2-Dez-1990	10-Dez-2024	19-Jan-1991	27-Jan-2025	8-Mar-1991	16-Mar-2025	25-Abr-1991	3-Mai-2025
3-Dez-1990	11-Dez-2024	20-Jan-1991	28-Jan-2025	9-Mar-1991	17-Mar-2025	26-Abr-1991	4-Mai-2025
4-Dez-1990	12-Dez-2024	21-Jan-1991	29-Jan-2025	10-Mar-1991	18-Mar-2025	27-Abr-1991	5-Mai-2025
5-Dez-1990	13-Dez-2024	22-Jan-1991	30-Jan-2025	11-Mar-1991	19-Mar-2025	28-Abr-1991	6-Mai-2025
6-Dez-1990	14-Dez-2024	23-Jan-1991	31-Jan-2025	12-Mar-1991	20-Mar-2025	29-Abr-1991	7-Mai-2025
7-Dez-1990	15-Dez-2024	24-Jan-1991	1-Fev-2025	13-Mar-1991	21-Mar-2025	30-Abr-1991	8-Mai-2025
8-Dez-1990	16-Dez-2024	25-Jan-1991	2-Fev-2025	14-Mar-1991	22-Mar-2025	1-Mai-1991	9-Mai-2025
9-Dez-1990	17-Dez-2024	26-Jan-1991	3-Fev-2025	15-Mar-1991	23-Mar-2025	2-Mai-1991	10-Mai-2025
10-Dez-1990	18-Dez-2024	27-Jan-1991	4-Fev-2025	16-Mar-1991	24-Mar-2025	3-Mai-1991	11-Mai-2025
11-Dez-1990	19-Dez-2024	28-Jan-1991	5-Fev-2025	17-Mar-1991	25-Mar-2025	4-Mai-1991	12-Mai-2025
12-Dez-1990	20-Dez-2024	29-Jan-1991	6-Fev-2025	18-Mar-1991	26-Mar-2025	5-Mai-1991	13-Mai-2025
13-Dez-1990	21-Dez-2024	30-Jan-1991	7-Fev-2025	19-Mar-1991	27-Mar-2025	6-Mai-1991	14-Mai-2025
14-Dez-1990	22-Dez-2024	31-Jan-1991	8-Fev-2025	20-Mar-1991	28-Mar-2025	7-Mai-1991	15-Mai-2025
15-Dez-1990	23-Dez-2024	1-Fev-1991	9-Fev-2025	21-Mar-1991	29-Mar-2025	8-Mai-1991	16-Mai-2025
16-Dez-1990	24-Dez-2024	2-Fev-1991	10-Fev-2025	22-Mar-1991	30-Mar-2025	9-Mai-1991	17-Mai-2025
17-Dez-1990	25-Dez-2024	3-Fev-1991	11-Fev-2025	23-Mar-1991	31-Mar-2025	10-Mai-1991	18-Mai-2025
18-Dez-1990	26-Dez-2024	4-Fev-1991	12-Fev-2025	24-Mar-1991	1-Abr-2025	11-Mai-1991	19-Mai-2025
19-Dez-1990	27-Dez-2024	5-Fev-1991	13-Fev-2025	25-Mar-1991	2-Abr-2025	12-Mai-1991	20-Mai-2025
20-Dez-1990	28-Dez-2024	6-Fev-1991	14-Fev-2025	26-Mar-1991	3-Abr-2025	13-Mai-1991	21-Mai-2025

Exibição incorreta de determinadas datas de diagnóstico usando o software Modelo 2892 PROGRAMADOR ZOOM
LATITUDE™ Modelo 3120 (Nº de Registro ANVISA 10341350528)

Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada	Data Exibida	Data Aproximada
21-Dez-1990	29-Dez-2024	7-Fev-1991	15-Fev-2025	27-Mar-1991	4-Abr-2025	14-Mai-1991	22-Mai-2025
22-Dez-1990	30-Dez-2024	8-Fev-1991	16-Fev-2025	28-Mar-1991	5-Abr-2025	15-Mai-1991	23-Mai-2025
23-Dez-1990	31-Dez-2024	9-Fev-1991	17-Fev-2025	29-Mar-1991	6-Abr-2025	16-Mai-1991	24-Mai-2025
24-Dez-1990	1-Jan-2025	10-Fev-1991	18-Fev-2025	30-Mar-1991	7-Abr-2025	17-Mai-1991	25-Mai-2025
25-Dez-1990	2-Jan-2025	11-Fev-1991	19-Fev-2025	31-Mar-1991	8-Abr-2025	18-Mai-1991	26-Mai-2025
26-Dez-1990	3-Jan-2025	12-Fev-1991	20-Fev-2025	1-Abr-1991	9-Abr-2025	19-Mai-1991	27-Mai-2025
27-Dez-1990	4-Jan-2025	13-Fev-1991	21-Fev-2025	2-Abr-1991	10-Abr-2025	20-Mai-1991	28-Mai-2025
28-Dez-1990	5-Jan-2025	14-Fev-1991	22-Fev-2025	3-Abr-1991	11-Abr-2025	21-Mai-1991	29-Mai-2025
29-Dez-1990	6-Jan-2025	15-Fev-1991	23-Fev-2025	4-Abr-1991	12-Abr-2025	22-Mai-1991	30-Mai-2025
30-Dez-1990	7-Jan-2025	16-Fev-1991	24-Fev-2025	5-Abr-1991	13-Abr-2025	23-Mai-1991	31-Mai-2025
31-Dez-1990	8-Jan-2025	17-Fev-1991	25-Fev-2025	6-Abr-1991	14-Abr-2025	24-Mai-1991	1-Jun-2025
1-Jan-1991	9-Jan-2025	18-Fev-1991	26-Fev-2025	7-Abr-1991	15-Abr-2025	25-Mai-1991	2-Jun-2025
2-Jan-1991	10-Jan-2025	19-Fev-1991	27-Fev-2025	8-Abr-1991	16-Abr-2025	26-Mai-1991	3-Jun-2025
3-Jan-1991	11-Jan-2025	20-Fev-1991	28-Fev-2025	9-Abr-1991	17-Abr-2025	27-Mai-1991	4-Jun-2025
4-Jan-1991	12-Jan-2025	21-Fev-1991	1-Mar-2025	10-Abr-1991	18-Abr-2025	28-Mai-1991	5-Jun-2025
5-Jan-1991	13-Jan-2025	22-Fev-1991	2-Mar-2025	11-Abr-1991	19-Abr-2025	29-Mai-1991	6-Jun-2025
6-Jan-1991	14-Jan-2025	23-Fev-1991	3-Mar-2025	12-Abr-1991	20-Abr-2025	30-Mai-1991	7-Jun-2025
7-Jan-1991	15-Jan-2025	24-Fev-1991	4-Mar-2025	13-Abr-1991	21-Abr-2025	31-Mai-1991	8-Jun-2025
8-Jan-1991	16-Jan-2025	25-Fev-1991	5-Mar-2025	14-Abr-1991	22-Abr-2025	1-Jun-1991	9-Jun-2025
9-Jan-1991	17-Jan-2025	26-Fev-1991	6-Mar-2025	15-Abr-1991	23-Abr-2025	2-Jun-1991	10-Jun-2025
10-Jan-1991	18-Jan-2025	27-Fev-1991	7-Mar-2025	16-Abr-1991	24-Abr-2025	3-Jun-1991	11-Jun-2025
11-Jan-1991	19-Jan-2025	28-Fev-1991	8-Mar-2025	17-Abr-1991	25-Abr-2025	4-Jun-1991	12-Jun-2025..