

AVISO DE SEGURANÇA DE CAMPO URGENTE



Data da Implantação do Documento

GE HealthCare Ref.# 32093

Para: Diretor de Engenharia Biomédica
Diretor de Neonatologia/L e D/ Gerente de Enfermagem
Gerente de Risco/Administrador do Hospital

Ref: **Painéis e vigias Care Plus, Care Plus® Modelos 1000, 2000, 3000 e 4000 Incubator, Lullaby Incubator, Lullaby TR Incubator e Lullaby XP Incubator não travados corretamente - Potencial para queda de paciente.**

Questão de Segurança A GE HealthCare tomou conhecimento de que o painel da cama do Care Plus, Care Plus® Modelos 1000, 2000, 3000 e 4000 Incubator, Lullaby Incubator, Lullaby TR Incubator, and Lullaby XP Incubator pode estar na vertical e parecer fechado, mas não travado, se o vermelho indicador está visível. As vigias também podem parecer fechadas quando não travadas por estarem obstruídas, por exemplo, tampas da cobertura. Se um paciente colidir com o painel da cama ou com a vigia que não esteja travada, o painel poderá se soltar e cair, não protegendo mais o paciente contra quedas.

Ações a serem tomadas pelo Cliente/Usuário Esses dispositivos (Care Plus, Care Plus® Modelo 1000, 2000, 3000 e 4000 Incubator, Lullaby Incubator, Lullaby TR Incubator e Lullaby XP Incubator) atingiram o fim das vendas/suporte de serviço. Consulte em anexo as cartas de suporte de fim de vendas/serviço que foram distribuídas anteriormente. A GE HealthCare recomenda que os clientes substituam estes dispositivos, se possível.

Os clientes que desejam continuar a utilizar estes dispositivos devem garantir que:

- Cada vez que o painel da cama é fechado, as travas estejam seguras.
- Sempre que as portas da vigia são fechadas, as travas da vigia sejam manualmente inspecionadas para garantir que elas estejam seguras.
- Cada vez que o painel da cama, ou a vigia, é fechado, a vigia é puxada para garantir que esteja travada.

Esses dispositivos foram projetados para serem usados por profissionais de saúde. Se um profissional que não seja da área da saúde entrar em contato com o dispositivo, verifique as travas após esse contato para garantir que o(s) painel(éis) e as vigias estejam fechados.

Confirme se todos os possíveis usuários desse equipamento estão cientes da notificação de segurança e das ações recomendadas.

Guarde este documento para fins de registro.

Preencha o formulário de confirmação em anexo e devolva para MIC.FMI32093@ge.com

Detalhes do produto afetados

Todos os Care Plus, Care Plus® Modelos 1000, 2000, 3000 and 4000 Incubator, Lullaby Incubator, Lullaby TR Incubator e Lullaby XP Incubators

Todos os Kits de Unidades substituíveis em campo (FRU) de Coberturas Care Plus, Care Plus®: PN 6600-0047-851, PN 6600-0033-850, PN 6600-0081-850, PN 6600-0961-500, PN 6600-0083-850

Todos os Kits de FRU de porta de coberturas Care Plus, Care Plus®: PN 6600-0082-850, PN 6600-0504-800, PN 6600-0148-800, PN 6600-0970-500

Todos os Kits de Unidades substituíveis em campo (FRU) da cobertura do Modelo Lullaby Incubator:
PN M1169566, PN M1160659, PN M1206259, PN M1206260, PN M1166836, PN M1166814

Todos os Kits de Unidades substituíveis em campo (FRU) da porta da cobertura do Modelo Lullaby Incubator: PN M1169767, PN M1160674, PN M1187512, PN M1206646, PN M1166822

NOTA: Esses produtos foram enviados antes para implementação da UDI e não contêm o Número Global de Item Comercial (GTIN).

*Lullaby Incubator, Lullaby TR Incubator e Lullaby XP Incubator não são vendidos nos EUA.

Estes produtos foram regularizados na ANVISA pelos números 80035360041 e 80071260226.

Uso previsto:

As incubadoras proporcionam um ambiente térmico controlado para recém-nascidos que não conseguem realizar a própria termorregulação. Elas também podem ser usadas por períodos curtos para facilitar a transição do recém-nascido do útero para o ambiente externo. As incubadoras têm alarmes para alertar os médicos quando ocorrem determinadas condições do paciente ou do equipamento, como mau funcionamento ou desvio excessivo da temperatura do paciente em relação ao valor definido. Elas podem incorporar outros recursos, como umidificação do ambiente infantil, inclinação da cama, fornecimento de oxigênio e saída de dados para monitores remotos ou sistemas de chamada de enfermagem.

Correção do produto

A GE HealthCare fornecerá um adendo ao manual do usuário e uma etiqueta para o dispositivo em um envio futuro sem nenhum custo para você.

Informação de contato

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação em relação a esta notificação, entre em contato com o atendimento ao cliente da GE HealthCare ou com seu representante de serviço local :

3004 2525 (Capitais e regiões metropolitanas) / 08000 165 799 (Demais regiões)

Esteja certo de que manter um alto nível de segurança e qualidade é nossa maior prioridade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco imediatamente, de acordo com as informações de contato acima.

Atenciosamente,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare

RESPOSTA DE CONFIRMAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO MÉDICO REQUERIDA

Preencha este formulário e envie-o à GE HealthCare imediatamente após o recebimento e no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento. Isso confirmará o recebimento e a compreensão do Aviso de Correção de Dispositivo Médico. A GE HealthCare precisa deste formulário preenchido para processar a remessa de um adendo ao manual do usuário e uma etiqueta para você. O adendo e a etiqueta do manual do usuário serão fornecidos gratuitamente.

Nome do Cliente/Destinatário: _____

Endereço: _____

Cidade/Estado/CEP/País: _____

*E-mail do cliente: _____

*Número de telefone do cliente: _____

É importante que confirmemos que nossos clientes receberam este aviso de correção. Esta etapa deve ser concluída antes que o processo de remessa das etiquetas e do adendo possa começar.

Marque **uma** das seguintes opções, preencha as informações solicitadas e nos envie de volta via um dos métodos abaixo.

- Confirmamos o recebimento e a compreendemos o Aviso de Correção de Dispositivos Médicos, e identificamos que **não** temos nenhuma das Incubadoras Care Plus e Lullaby e/ou Unidades substituíveis em campo afetadas.

OU

- Confirmamos o recebimento e a compreendemos o Aviso de Correção de Dispositivos Médicos, e identificamos que **não** temos nenhuma das Incubadoras Care Plus e Lullaby e/ou Unidades substituíveis em campo afetadas.

Se você tiver alguma Care Plus Incubator e Lullaby Incubator e/ou unidades de substituição em campo afetadas, liste cada número de série e número de peça da unidade de substituição em campo individualmente na tabela abaixo. Se precisar de espaço adicional para incluir números de série ou números de peça, copie esta página e forneça quantas páginas forem necessárias para incluir todos os dispositivos.

Números de série de Incubadoras Care Plus e Lullaby	Números de peça da Unidade substituível em campo

Forneça o nome da pessoa responsável que preencheu este formulário.

Assinatura: _____

*Nome: _____

*Cargo: _____

*Data (DD/MM/AAAA): _____

*Indica os campos obrigatórios

Devolva o formulário preenchido digitalizado ou tire uma foto do formulário preenchido e envie por e-mail para: MIC.FMI32093@ge.com





GE HealthCare Maternal Infant Care

Rajaraman Narayanaswamy
Global Product Manager

122 EPIP,
Whitefield Road,
Bangalore 560066,
INDIA

Raj.Narayanaswamy@ge.com

21 de outubro de 2019

Assunto: Aviso de fim de vendas e suporte de serviço para a família de incubadoras Care

Plus Prezado Cliente:

Esta carta tem como objetivo informar que a GE HealthCare descontinuará totalmente o serviço, os contratos de serviço e o suporte parcial para nossa família de incubadoras Care Plus a partir de 31 de março de 2020.

A GE HealthCare descontinuou a produção de Care Plus Incubators em março de 2015 (as vendas foram descontinuadas para todos os países com exigência da marca CE em março de 2014). Conforme a tecnologia dos nossos produtos muda ao longo do tempo, avaliamos continuamente a nossa capacidade de fornecer os níveis de serviço de alta qualidade e oportunos que você espera da GE HealthCare. No caso desta série de Incubadoras da Família Care Plus, lançada pela primeira vez em 1998, não é mais viável adquirir a tecnologia e/ou peças necessárias à manutenção desses produtos.

De agora até 31 de março de 2020, continuaremos a fazer esforços comercialmente razoáveis para oferecer suporte a esses dispositivos, desde que as peças continuem disponíveis. Quaisquer peças de serviço mantidas em estoque após esta data continuarão a ser disponibilizadas aos nossos clientes Care Plus até que este estoque limitado se esgote. Você pode entrar em contato com o centro de assistência técnica local para obter informações sobre a disponibilidade de peças.

A GE HealthCare está comprometida em fornecer produtos e serviços de alta qualidade que ajudem os médicos a fornecer cuidados melhores e mais seguros. O portfólio de produtos da GE HealthCare inclui a Giraffe® Incubator Carestation. A Giraffe Incubator Carestation é um microambiente fechado de terapia intensiva neonatal desenvolvido por meio de uma filosofia de ampla contribuição do usuário para definir melhor os recursos que atendem às necessidades de médicos, pacientes e familiares. Vários recursos exclusivos fornecem um ambiente de desenvolvimento apropriado para o bebê, enquanto reduzem o estresse para a família e simplificam os procedimentos para o médico. A Giraffe Incubator também pode ser usada com o Giraffe Shuttle. O Giraffe Shuttle converte todas as camas Giraffe em uma solução de transporte intra-hospitalar, eliminando assim a necessidade de transferências de leitos em transportes intra-hospitalares e fornece uma fonte de energia móvel por até 45 minutos que permite o transporte do paciente entre áreas de atendimento dentro do prédio do hospital.

Agradecemos a sua confiança em nossos produtos e soluções. Esperamos continuar o relacionamento comercial com você e atender às suas futuras necessidades de equipamentos e serviços. Obrigado por ser um cliente importante.

Atenciosamente,

Rajaraman Narayanaswamy
Global Product Manager
GE Healthcare, Maternal-Infant Care

GE Healthcare

Aravind Sadaippan
Global Product Manager
GE Healthcare
122, EPIP,
Whitefield Road,
Bangalore 560066, India
Email: Aravind.sadaippan@ge.com
Mobile: +91 96320 11799
Telephone: +91 80 4088 7366

Assunto: Aviso de fim de suporte de serviço para Lullaby Incubator, Lullaby XP Incubator e Lullaby TR Incubator

Prezado cliente da GE HealthCare,

Esta carta tem como objetivo informar que a GE HealthCare descontinuará totalmente serviços, contratos de serviço e suporte de peças para nossos sistemas **Lullaby Incubator, Lullaby XP Incubator e Lullaby TR Incubator** a partir de 1º de outubro de 2019. Sabemos que é importante que você seja avisado com antecedência sobre alterações de produtos que afetem seus equipamentos antigos. Conforme a tecnologia dos nossos produtos muda ao longo do tempo, avaliamos continuamente a nossa capacidade de fornecer os níveis de serviço de alta qualidade e oportunos que você espera da GE. No caso dos sistemas **Lullaby Incubator, Lullaby XP Incubator and Lullaby TR Incubator**, não é mais viável adquirir a tecnologia e/ou peças necessárias à manutenção desses produtos. Os números dos modelos afetados são fornecidos abaixo.

Nossos registros indicam que você tem um ou mais dos modelos afetados. Após 1º de outubro de 2019 não poderemos mais elaborar ou renovar contratos de serviço para esses produtos. Essa mudança não irá impactar qualquer contrato de serviço atual para produtos com datas de expiração anteriores a essa data. Se existirem outros produtos em tais contratos de serviços existentes, tais contratos de serviços não serão modificados de outra forma, exceto para ajuste ao status desses produtos.

De agora até 1º de outubro de 2019, continuaremos a fazer esforços comercialmente razoáveis para oferecer suporte a esses dispositivos, desde que as peças continuem disponíveis. Para obter peças de serviço e suporte durante esse período, entre em contato com o centro de serviços local da GE HealthCare.

Agradecemos a sua confiança em nossos produtos e soluções. Esperamos continuar o relacionamento comercial com você e atender às suas futuras necessidades de equipamentos e serviços. Obrigado por ser um cliente importante.

Atenciosamente,
Aravind Sadaippan
Global Product Manager

Lista de peças afetadas da Lullaby Incubator:

Número da Peça da GE	Descrição	Número da Peça da AMS
Unidade principal		
M1151042	Lullaby Incubator incluindo: dossel com porta grande dobrável, seis vigias e seis portas intravenosas, módulo de controle (com display digital de Umidade Relativa), colchão padrão, bandeja de colchão deslizante, bandeja de raios X, sistema de controle passivo de umidade, mecanismo de inclinação, cortina de ar, sonda de temperatura do ar (com sensor duplo de ar e sensor de umidade), sonda de temperatura da pele (reutilizável), filtro de ar, filtro de oxigênio, reservatório de água com indicador de nível de água, trilho de proteção lateral para Lullaby Incubator, manual de serviço para Lullaby Incubator	0201-000-000
Base		
M1151126	Suporte para quadro elétrico rolante Lullaby Incubator, 4 rodas - duas com freios	0201-001-035
Tensão		
M1151130	Configuração de tensão - Lullaby Incubator - 230 ± 10% V 50/60 Hz	0201-001-135
M1155509	Configuração de tensão - Lullaby Incubator - 110 ± 10% V 50/60 Hz	0201-001-171
Cabo de alimentação		
M1151201	Cabo de alimentação CE Lullaby	0201-001-136
M1151202	Cabo de alimentação Lullaby, Itália	0201-001-137
M1151203	Cabo de alimentação Lullaby, América do Norte	0201-001-138
M1151204	Cabo de alimentação Lullaby, Reino Unido	0201-001-139
M1155488	Cabo de alimentação Lullaby, Argentina	0201-001-173
M1155489	Cabo de alimentação Lullaby, Índia	0201-001-174
M1155490	Cabo de alimentação CCC Lullaby	0201-001-175
Literatura		
M1151106	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Inglês	0201-001-140
M1151107	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Búlgaro	0201-001-141
M1151108	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Tcheco	0201-001-142
M1151109	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Francês	0201-001-143
M1151110	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Grego	0201-001-144
M1151111	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Italiano	0201-001-145
M1151112	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Polonês	0201-001-146
M1151113	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Português (Europeu)	0201-001-147
M1151114	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Romeno	0201-001-148
M1151115	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Russo	0201-001-149
M1151116	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Espanhol	0201-001-150
M1151117	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - Lullaby Inc - Turco	0201-001-151

Opções		
M1151121	Parede dupla para Lullaby Incubator	0201-001-088
M1151122	Armários esquerdo e direito para armazenamento da Lullaby Incubator	0201-001-110+0201-001-111
M1151209	Balança na cama	0201-001-087
Acessórios		
M1151125	Coluna para Lullaby Incubator e XP	0075-001-024
M1155492	Manual de Serviço - Lullaby Incubator	0201-001-177

Peças afetadas da Lullaby Incubator XP

<u>Número da Peça da GE</u>	<u>Descrição</u>	<u>Número da Peça da AMS</u>
<u>Unidade principal</u>		
M1151135	Lullaby Incubator XP incluindo: dossel com porta grande dobrável, seis vigias e oito portas intravenosas, módulo de controle (com display digital de Umidade Relativa), colchão padrão, bandeja de colchão deslizante, bandeja de raios X, parede dupla para Lullaby Incubator XP, sistema de controle passivo de umidade, mecanismo de inclinação, cortina de ar, sonda de temperatura da pele (reutilizável), sonda de temperatura do ar (com sensor duplo de ar e sensor de umidade), filtro de ar, filtro de oxigênio, reservatório de água com indicador de nível de água, grade de proteção lateral para Incubadora Lullaby XP, Manual de Serviço - Lullaby Incubator XP	0202-000-000
<u>Base</u>		
M1151136	Suporte para quadro elétrico rolante, 4 rodas - duas com freios	0202-001-064
<u>Tensão</u>		
M1155510	Tensão para Lullaby Incubator XP - 230 ± 10% V 50/60 Hz	0202-001-127
M1155511	Tensão para Lullaby Incubator XP - 110 ± 10% V 50/60 Hz	0202-001-157
<u>Cabo de alimentação</u>		
M1151201	Cabo de alimentação CE Lullaby	0201-001-136
M1151202	Cabo de alimentação Lullaby, Itália	0201-001-137
M1151203	Cabo de alimentação Lullaby, América do Norte	0201-001-138
M1151204	Cabo de alimentação Lullaby, Reino Unido	0201-001-139
M1155488	Cabo de alimentação Lullaby, Argentina	0201-001-173
M1155489	Cabo de alimentação Lullaby, Índia	0201-001-174
M1155490	Cabo de alimentação CCC Lullaby	0201-001-175
<u>Literatura</u>		
M1151142	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Inglês	0202-001-132
M1151143	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Búlgaro	0202-001-133
M1151144	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Tcheco	0202-001-134
M1151146	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Francês	0202-001-135
M1151147	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Grego	0202-001-136
M1151148	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Italiano	0202-001-137
M1151149	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Polonês	0202-001-138
M1151150	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Português (Europeu)	0202-001-139
M1151151	Configuração de idioma (manual do operador e	0202-001-140

	etiquetas) - XP - Romeno	
M1151153	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Russo	0202-001-141
M1151154	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Espanhol	0202-001-142
M1151155	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - XP - Turco	0202-001-143
Opcões		
M1151156	Sistema de controle de umidade servo para Lullaby Incubator XP	0202-001-123
M1151157	Sistema de controle de oxigênio servo com entrada DISS para Lullaby Incubator XP	0202-001-124
M1151158	Sistema de controle de oxigênio servo com entrada NIST para Lullaby Incubator XP	0202-001-126
M1151122	Armários esquerdo e direito para armazenamento da Lullaby Incubator	0201-001-110+0201-001-111
M1155493	Balança na cama - XP	0201-001-096
Acessórios		
M1151125	Coluna para Lullaby Incubator e XP	0075-001-024
M1155495	Pulseira vigia	0201-001-080
M1155496	Manual de Serviço - Lullaby Incubator XP	0202-001-171

Peças afetadas da Lullaby Incubator TR

<u>Número da Peça da GE</u>	<u>Descrição</u>	<u>Número da Peça da AMS</u>
<u>Unidade principal</u>		
M1151357	Lullaby Incubator TR incluindo: Carrinho dobrável com quatro rodas - duas com freios, dois porta-cilindro, quatro rodas auxiliares, ancoragem no piso da ambulância, duas baterias, inversor e carregador eletrônico, dossel com grande porta dobrável na frente e porta na lateral da cabeça, três vigias e seis IV portas, módulo de controle, colchão padrão, bandeja de colchão deslizante lateral da cabeça, cortina de ar, filtro de ar, filtro de oxigênio, sonda de temperatura da pele (reutilizável), sonda de temperatura do ar (com sensor duplo de ar e sensor de umidade), cabo de alimentação de 12 VCC, manual de serviço para Lullaby Incubator TR	0203-000-000
<u>Tensão</u>		
M1155513	Configuração de tensão - Lullaby Incubator TR - 230 ± 10% V 50/60 Hz	0203-001-085
M1155514	Configuração de tensão - Lullaby Incubator TR - 110 ± 10% V 50/60 Hz	0203-001-125
<u>Cabo de alimentação</u>		
M1151201	Cabo de alimentação CE Lullaby	0201-001-136
M1151202	Cabo de alimentação Lullaby, Itália	0201-001-137
M1151203	Cabo de alimentação Lullaby, América do Norte	0201-001-138
M1151204	Cabo de alimentação Lullaby, Reino Unido	0201-001-139
M1155512	Cabo de alimentação Lullaby, Taiwan	0201-001-172
M1155488	Cabo de alimentação Lullaby, Argentina	0201-001-173
M1155489	Cabo de alimentação Lullaby, Índia	0201-001-174
M1155490	Cabo de alimentação CCC Lullaby	0201-001-175
M1155498	Cabo de alimentação ANZ Lullaby	0201-001-176

Literatura		
M1151358	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Inglês	0203-001-090
M1151359	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Búlgaro	0203-001-091
M1151361	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Tcheco	0203-001-092
M1151362	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Francês	0203-001-093
M1151363	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Alemão	0203-001-094
M1151364	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Grego	0203-001-095
M1151365	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Italiano	0203-001-096
M1151366	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Polonês	0203-001-097
M1151367	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Português (Europeu)	0203-001-098
M1151368	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Espanhol	0203-001-099
M1151369	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Romeno	0203-001-100
M1151370	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Russo	0203-001-101
M1155500	Configuração de idioma (manual do operador e etiquetas) - TR - Turco	0203-001-102
Opcões		
M1151372	Parede dupla para Lullaby Incubator TR	0203-001-077
Acessórios		
M1155506	Coluna para Lullaby Incubator TR	0203-001-065
M1151373	Luz de procedimento para Lullaby Incubator TR	0203-001-078
M1151375	Cilindro de oxigênio tipo "E" (5 L) para Lullaby Incubator TR	0203-001-005
M1151376	Cilindro de ar tipo "E" (5 L) para Lullaby Incubator TR	0203-001-006
M1151377	Regulador de oxigênio para Lullaby Incubator TR	0100-007-037
M1151378	Regulador de ar para Lullaby Incubator TR	0203-001-019
M1155495	Pulseira vigia	0201-001-080
M1155501	Manual de Serviço - Lullaby Incubator TR	0203-001-126
Acessórios compartilhados		
M1151205	Sonda descartável de temperatura da pele (pacote com 10)	0201-001-104
M1151206	Suporte intravenoso	0201-001-094
M1151207	Prateleira para monitor	0201-001-095
M1151161	Adesivo refletivo (caixa com 50)	SR25566-011
M1151379	Medidor de fluxo de oxigênio	0106-001-016
M1151380	Liquidificador de ar/oxigênio	0109-001-001
M1151381	Unidade de sucção (oxigênio comprimido ou operada a ar - especifique no pedido)	0100-000-081
M1155504	Unidade de sucção (operada a vácuo central)	0100-000-139
M1151123	Monitoramento de oxigênio	0200-001-054+R114P70
M1151124	Sistema limitador de fluxo de ar	0202-001-115
M1155505	Sonda dupla de temperatura da pele	0200-001-055