

URGENTE – Aviso de Segurança

**Registros Anvisa n. 10216719026, 10216710318, 10216710365,
10216710337, 10216710223, 10216710341**

Philips Respironics – Cuidados Respiratórios e de Sono
Notificação para pacientes

Máscara de contato mínimo para a face inteira Amara View
Máscara para face inteira DreamWear
Máscara nasal DreamWisp com almofadas nasais

Este documento contém informações importantes para o uso contínuo seguro e adequado do seu equipamento.

- Analise as informações a seguir com todos os membros da sua equipe que precisam estar cientes do conteúdo deste comunicado. É importante entender as implicações deste comunicado.

Máscaras nasais Wisp e máscaras nasais Wisp Youth
Máscara terapêutica 3100 NC/SP

XX de agosto, 2022

Caro paciente,

Os seguintes dispositivos de interface para pacientes Philips Respironics (máscaras faciais e nasais) - Máscara para face inteira de contato mínimo Amara View, máscara para face inteira DreamWear, máscara nasal DreamWisp com almofadas nasais, máscaras nasais Wisp e máscaras nasais Wisp Youth, e máscara terapêutica 3100 NC/SP - contêm ímãs.

Se você não possuir dispositivos médicos implantados, ou splinters ópticos metálicos, não será necessário tomar nenhuma ação.

A Philips Respironics está atualizando as contraindicações e avisos existentes conforme texto a seguir: Se você tiver algum tipo de dispositivo implantável ativo (ou splinters ópticos metálicos) e fizer uso de qualquer uma dessas máscaras com ímãs, certifique-se de ler e entender as contraindicação e aviso atualizados:

Contraindicação: *O uso da máscara é contraindicado em pacientes com splinters ópticos metálicos e com os seguintes implantes metálicos: shunts cerebrais, cliques para aneurisma, marca-passos, cardioversores desfibriladores implantáveis (CDI), desfibriladores, shunts ventriculoperitoneais e certos neuroestimuladores usados dentro e ao redor do pescoço.*

Aviso: *Ímãs com uma força de campo magnético de 400 mT são utilizados na máscara. Com exceção dos dispositivos identificados na contraindicação, a máscara deve ser mantida a pelo menos 5 cm de distância de qualquer outro implante médico ou dispositivo médico ativo que possa ser afetado pelos campos magnéticos para evitar possíveis efeitos de campos magnéticos localizados.*

Observe que a rotulagem atual para esses dispositivos já contém avisos relacionados aos ímãs. As contraindicações e avisos atualizados reforçam essa informação.

1. Qual é o problema e em que circunstâncias ele pode ocorrer;

As máscaras afetadas contêm ímãs que potencialmente podem afetar o funcionamento de certos dispositivos médicos implantados, como splinters ópticos metálicos, shunts cerebrais, cliques para aneurisma, marcapassos, cardioversores desfibriladores implantáveis (CID), desfibriladores, shunts ventriculoperitoneais e certos neuroestimuladores usados dentro e ao redor do pescoço, ou qualquer dispositivo médico implantado que possa ser afetado por ímãs.

2. Descreva o risco/dano associado ao problema

Com exceção dos dispositivos identificados na contra-indicação, se os ímãs da máscara forem colocados a menos de 5 cm (2 polegadas) de distância de um dispositivo metálico implantado, os ímãs podem fazer com que o dispositivo não funcione conforme pretendido, o que pode resultar em uma lesão grave. Foram relatados 9 (nove) casos de lesões graves relacionados a esse problema.

3. Produtos afetados e como identificá-los

As imagens das máscaras afetadas estão exibidas abaixo. As presilhas magnéticas destas máscaras estão destacadas por círculos. Essas imagens podem ser usadas como referência para determinar se a máscara do seu paciente também possui presilhas magnéticas no suporte de cabeça. Essas máscaras destinam-se a fornecer uma interface para aplicação de tratamento CPAP ou binível aos pacientes. Os números das peças e componentes para as máscaras afetadas que contêm ímãs estão listados na Figura 6.



Figura 1:
Máscara
para face
inteira
Amara View



Figura 2:
Máscara
nasal
dreamWisp



Figura 3:
Máscara
para face
inteira
DreamWear



Figura 4:
Máscara
nasal Wisp e
Wisp Youth



Figura 5:
Máscara
terapêutica
3100 NC/SP

4. Descreva as ações que o paciente deve tomar para evitar riscos

Por ser um paciente usuário dessas máscaras, você deve agir da seguinte maneira:

- 4.1. Se você não possuir dispositivos médicos implantados, ou splinters ópticos metálicos, não será necessário tomar nenhuma ação.
- 4.2. Se você tiver dispositivos médicos implantados que possam interagir com ímãs e estiver fazendo uso de uma das máscaras afetadas identificadas neste aviso, é importante estar ciente da potencial interação entre as máscaras e o(s) seu(s) dispositivo(s), conforme observado na contra-indicação/aviso listado acima. Você deve consultar o seu médico para determinar se deve usar outra máscara para a sua terapia. Contate o atendimento ao cliente da Philips Respironics para saber mais sobre opções de máscaras não magnéticas.
- 4.3. Se você experimentar qualquer um dos problemas discutidos acima, entre em contato com um profissional de saúde imediatamente.

5. Descreva as ações planejadas pela Philips para remediar o problema.

A Philips Respironics está atualizando as contra-indicações e avisos existentes de acordo com este aviso de segurança.

6. Caso precise de mais informações ou ajuda com relação a esse problema, entre em contato com seu representante local da Philips. <Philips representative contact details to be completed by Philip Respironics Markets Q&R teams >.

Para problemas e perguntas em geral, entre em contato com o Centro de Soluções de Atendimento ao Cliente da Philips pelo telefone +1-800-345-6443.

Esta notificação foi enviada às Agências Reguladoras pertinentes. Reações adversas ou problemas de qualidade apresentados pelo uso deste produto podem ser relatados à Philips ou à autoridade local competente <localized by Philip Respironics Markets Q&R teams> A Philips Respironics lamenta qualquer inconveniente causado por este problema.

Atenciosamente,

Thomas Fallon
 Chefe de controle de qualidade
 Philips Respironics

Dispositivos Impactados por este problema - Figura 6:

Máscara de contato mínimo para a face inteira Amara View	
Nº da peça	Descrição
1090602	Máscara Amara View c/ HGR, S
1090603	Máscara Amara View c/ HGR, M
1090604	Máscara Amara View c/ HGR, L
1090622	Máscara Amara View c/ HGR, DOM, S
1090623	Máscara Amara View c/ HGR, DOM, M
1090624	Máscara Amara View c/ HGR, DOM, L
1090641	Máscara Amara View c/ HGR, JP, XS
1090642	Máscara Amara View c/ HGR, Japão, S
1090643	Máscara Amara View c/ HGR, JP, M
1090644	Máscara Amara View c/ HGR, JP, L
1090651	Máscara Amara View SE c/ HGR, JP, XS
1090652	Máscara Amara View SE c/ HGR, JP, S
1090653	Máscara Amara View SE c/ HGR, JP, M
1090654	Máscara Amara View SE c/ HGR, JP, L
1090662	Máscara Amara View c/ HGR, Internacional, S
1090663	Máscara Amara View c/ HGR, Internacional, M
1090664	Máscara Amara View c/ HGR, Internacional, L
1090670	Máscara Amara View c/ HGR, FitPack
1090696	RP – Suporte de cabeça para Amara View, L

Máscara nasal Wisp e Wisp Youth	
Nº da peça	Descrição
1094050	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, DOM
1094051	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ PRESILHAS MAGNÉTICAS DOM
1094053	MÁSCARA WISP, EUA, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR
1094060	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, INTERNACIONAL
1094061	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, INTERNACIONAL
1094062	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, INTERNACIONAL SE
1094070	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, Japão SE
1094071	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, JP, P
1094072	ARMAÇÃO DE TECIDO PARA MÁSCARA WISP, C/ HDGR, JP, S/M
1094073	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, JP, L
1109298	MÁSCARA WISP YOUTH, TECIDO, C/ PRESILHAS MAGNÉTICAS DOM
1113954	Máscara Wisp, Armação de Tecido, c/ HDGR, JP, XL
1117119	Máscara Wisp, Armação de tecido, c/ HDGR, JP, MW
1118060	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, DOM, P
1118061	ARMAÇÃO CLARA PARA MÁSCARA WISP , C/ HDGR DOM, S/M
1118062	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, DOM, L
1118063	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HGR, DOM, XL
1118064	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, DOM, P
1118065	ARMAÇÃO DE TECIDO PARA MÁSCARA WISP C/ HDGR, DOM, S/M

1090697	Suporte de cabeça para RP-Amara View, Padrão
1135080	MÁSCARA AMARA VIEW SE C/ HGR, S
1135081	MÁSCARA AMARA VIEW SE C/ HGR, M
1135082	MÁSCARA AMARA VIEW SE C/ HGR, L
1136626	Presilha magnética para Amara View
1090670RTL	MÁSCARA AMARA VIEW C/ HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Presilhas magnéticas para máscara para face inteira Amara View

Máscara para face inteira DreamWear	
Nº da peça	Descrição
1133344	DreamWear UTN Nsl/Face inteira, Combo Pack, S
1133345	DreamWear UTN Nsl/Face Inteira, Combo Pack, M
1133370	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, Internacional, S
1133371	DreamWear Inteira, Armação Sm e Med, Internacional, M
1133372	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, Internacional, L
1133373	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, MW
1133375	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, GBL, S
1133376	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, GBL, M
1133377	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, GBL, L
1133378	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, GBL, MW
1133380	DreamWear Face Inteira, Armação M. C/ HGR, GBL, S
1133381	DreamWear Face Inteira, Armação Med C/ HGR, M
1133382	DreamWear Face Inteira, Armação Med C/ HGR, L
1133383	DreamWear Inteira, Armação Med C/ HGR, MW
1133385	DreamWear Face Inteira, Armação Sm C/ HGR, GBL, S
1133386	DreamWear Face Inteira, Armação Sm C/ HGR, M
1133387	DreamWear Face Inteira, Armação Sm C/ HGR, GBL, L
1133388	DreamWear Face Inteira, Armação Sm C/ HGR, MW
1133390	DreamWear Face Inteira, Armação Lg C/ HGR, GBL, S

1118066	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, DOM, L
1118067	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO C/ HGR, DOM, XL
1120434	Presilha magnética para suporte de cabeça Wisp/DreamWisp, RP
1137360	Máscara Wisp nasal para laboratório, armação de tecido, DOM
1137361	Máscara WISP nasal de laboratório, armação clara, DOM
1137366	Máscara Wisp de laboratório, armação de tecido, DOM, S/M
1137367	Máscara Nasal Wisp, Armação de Tecido, DOM, L
1137368	Máscara Nasal Wisp, armação clara, DOM, S/M
1137369	Máscara Nasal Wisp, armação clara, DOM, L
1137370	COMBOPACK, MÁSCARA PARA LABORATÓRIO WISP, DOM
1138989	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HDGR, 1118060, P
1138991	MÁSCARA WISP, CLARA C/ HDGR, DOM 1118062, L
1138992	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO CLARA, C/ HGR, 1118063, XL
1138993	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, 1118064, P
1138994	MÁSCARA WISP ARMAÇÃO DE TECIDO C/ HDGR, 1118065, S/M
1138995	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, C/ HDGR, 1118066, L
1138996	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO C/ HGR, 1118067, XL
1139009	ARMAÇÃO CLARA PARA MÁSCARA WISP, C/ HDGR 1118061, S/M
1094051RTL	MÁSCARA WISP, ARMAÇÃO DE TECIDO, PRESILHAS MAGNÉTICAS DOM-RTL
1148366	Presilhas magnéticas para DreamWisp/Wisp - RTL

Máscara nasal DreamWisp com almofadas nasais	
Nº da peça	Descrição
1137916	Fitpack DreamWisp Nsl, MED Con C/ HGR GBL
1137918	FitPack DreamWisp Nsl, MED Con S/ HGR GBL
1137921	FitPack, DreamWisp Nsl, MED Con C/ HGR INT
1137922	DreamWisp Nsl, Med Con S/ HGR GBL, P
1137923	DreamWisp Nsl, Med Con S/ HGR GBL, S
1137924	DreamWisp Nsl, Med Conn S/ HGR GBL, M

1133391	DreamWear Face Inteira, Armação Lg C/ HGR, GBL, M	1137925	DreamWisp Nsl, Med Con S/ HGR GBL, L
1133392	DreamWear Face Inteira, Armação Lg C/ HGR, GBL, L	1137926	DreamWisp Nsl, Med Con S/ HGR GBL, XL
1133393	DreamWear Face Inteira, Armação Lg C/ HGR, MW	1137927	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, GBL, P
1133395	DreamWear Face Inteira, Demo Pack	1137928	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, GBL, S
1133400	FitPack, DreamWear Face Inteira, armação média	1137929	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, GBL, M
1133401	DreamWear Face Inteira, armação média S/ HGR, GBL	1137930	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, GBL, L
1133405	DreamWear Face Inteira, Armação Med S/ HGR, S	1137931	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, GBL, XL
1133406	DreamWear Face Inteira, Armação Med S/ HGR, M	1137932	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR, GBL, P
1133407	DreamWear Face Inteira, Armação Med S/ HGR, L	1137933	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR, GBL, S
1133408	DreamWear Face Inteira, Armação Med S/, MW	1137934	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR, GBL, M
1133410	DreamWear Face Inteira, Armação Sm S/ HGR, S	1137935	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR, GBL, L
1133411	DreamWear Face Inteira, Armação Sm S/ HGR, M	1137936	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR, GBL, XL
1133412	DreamWear Inteira, Armação Sm S/ HGR, L	1137937	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, Internacional, P
1133413	DreamWear Face Inteira, Armação Sm S/ HGR, MW	1137938	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, Internacional, S
1133415	DreamWear Face Inteira, Armação Lg S/ HGR, GBL, S	1137939	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, Internacional, M
1133416	M, DreamWear Face Inteira, Armação Lg W/O HGR, M	1137940	L, DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, INT, L
1133417	DreamWear Face Inteira, Armação Lg S/ HGR, GBL, L	1137941	DreamWisp NSL, SM CON, C/ HGR, INT, XL
1133418	DreamWear Face Inteira, Armação Lg S/ HGR, MW	1137942	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR INT, P
1133423	DreamWear Face Inteira, Armação Sm c/ HGR, S/M	1137943	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR INT, S
1133424	DreamWear Face Inteira, Armação Med c/ HGR, S/M	1137944	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR INT, M
1133425	DreamWear Face Inteira, Armação Lg c/ HGR, S/M	1137945	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR INT, L
1133427	DreamWear Face Inteira, Armação Med C/ HGR, W	1137946	DreamWisp Nsl, Med Con, C/ HGR INT, XL
1133430	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP,	1137947	DreamWisp Nsl, S-M-L Con, C/ HGR, JP, P
1133431	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP, M	1137948	DreamWisp Nsl, S-M-L Con, C/ HGR, JP, S
1133432	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP, L	1137949	DreamWisp Nsl, S-M-L Con, C/ HGR, JP, M
1133433	Almofada para DreamWear Inteira, RP, MW	1137950	DreamWisp Nsl, S-M-L Con, C/ HGR, JP, L
1133434	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP, SW	1137951	DreamWisp Nsl, S-M-L Con, C/ HGR, JP, XL
1133435	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP, JP, S	1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L ALMOFADA C/ HGR
1133436	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP, JP, M	1137954	LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con, P/XL

1133438	Almofada para DreamWear Face Inteira, RP, JP, W	1137955	Combo LabPK DreamWisp
1133450	DreamWear com armação inteira, RP	1137964	SUPORTE DE CABEÇA para DreamWisp, RP
1133454	Presilha magnética para suporte de cabeça, RP	1137965	Suporte de cabeça grande para DreamWisp, RP
1135275	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, S	1137966	SUPORTE DE CABEÇA para DreamWisp RS, RP
1135276	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, M	1139332	DreamWisp Nsl, S-M Con, C/ HGR KR, P
1135277	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, SW	1139333	DreamWisp Nsl, S-M Con, C/ HGR KR, S
1135278	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, MW	1139334	DreamWisp Nsl, S-M Con, C/ HGR KR, M
1135327	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, KR, S	1139335	DreamWisp Nsl, S-M Con, C/ HGR KR, L
1135388	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, KR, M	1139336	DreamWisp Nsl, S-M Con, C/ HGR KR, XL
1135389	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, KR, SW	1144344	SUPORTE DE CABEÇA para laboratório para DreamWisp RS, RP
1135390	DreamWear Face Inteira, Armação Sm e Med, MW	1144345	SUPORTE DE CABEÇA GRANDE para laboratório para DreamWisp, RP
1137430	Fitpack, DreamWear Face Inteira para laboratório, Armação Med	1144346	SUPORTE DE CABEÇA para DreamWisp - Laboratório, RP
1137431	Ext Sizepack, DreamWear Completa para Lab Músculo-esquelético	1144502	FitPack, DreamWisp, EUA
1137437	DreamWear Completa Laboratório Músculo-esquelético, Armação Med., S	1148409	Suporte de cabeça para DreamWisp (RS)- RTL
1137438	Máscara de Laboratório Completa DreamWear, Armação Sm	1148410	SUPORTE DE CABEÇA DreamWisp, RP-RTL
1137439	DreamWear Completa para laboratório músculo-esquelético, Armação Med.	1148411	SUPORTE DE CABEÇA GRANDE DreamWisp, RP-RTL
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR COMPLETA PARA LABORATÓRIO	1148913	DreamWisp Nsl, Con S-M, C/ HGR CN, P
1140235	DreamWear Completa, Armação Med C/ HGR, S	1148914	DreamWisp Nsl, Con S-M, C/ HGR CN, S
1143130	FitPack, DreamWear Face Inteira, armação média	1148915	DreamWisp Nsl, Con S-M, C/ HGR CN, M
1144347	Suporte de cabeça para DreamWear Completa - Laboratório, RP	1148916	DreamWisp Nsl, Con S-M, C/ HGR CN, L
1146593	Almofada para DreamWear Completa, RP - RTL, S	1148917	DreamWisp Nsl, Con S-M, C/ HGR CN, XL
1146594	DreamWear Completa, RP - RTL, M	1137942AP	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, AP, P
1146595	Almofada para DreamWear Completa, RP - RTL, L	1137942CE	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, CE, P
1146596	Almofada para DreamWear Completa, RP - RTL, MW	1137942RC	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, RC, P
1146597	Suporte de cabeça DreamWear Completa, RP - RTL	1137943AP	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, AP, S
1148363	Presilha magnética para máscara para a face inteira DreamWear- RTL	1137943CE	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, CE, S
1133375RTL	Kit de máscara para face inteira DreamWear, pequeno	1137943RC	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, RC, S
1133376RTL	Kit de máscara para face inteira DreamWear, médio	1137944AP	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, AP, M
1133377RTL	Kit máscara para face inteira DreamWear, grande	1137944CE	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, CE, M
1133378RTL	Kit máscara facial DreamWear, Almofada M.	1137944RC	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, RC, M

1133430RTL	ALMOFADA PARA DREAMWEAR COMPLETA, RP-RTL, S
1133431RTL	ALMOFADA PARA DREAMWEAR COMPLETA, RP-RTL, M
1133432RTL	Almofada para máscara para face inteira DreamWear, grande
1133433RTL	Almofada para máscara para face inteira DreamWear, médio

1137945AP	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, AP, L
1137945CE	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, CE, L
1137945RC	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, RC, L
1137946AP	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, AP, XL
1137946CE	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, CE, XL
1137946RC	DREAMWISP NSL, MED CON, C/ HGR, RC, XL
1137916RTL	FITPACK DREAMWISP NSL, MED CON C/HGR -RTL

Máscara terapêutica 3100 NC/SP	
1144608	Tratamento músculo-esquelético 3100 NC, fitpack, c/ HGR
1144610	Tratamento músculo-esquelético 3100 SP, fitpack, c/ HGR
1145038	Tratamento músculo-esquelético 3100 NC, fitpack, c/ HGR
1145039	Máscara terapêutica 3100 NC, fitpack, c/ HGR
1145040	Máscara terapêutica 3100 NC, fitpack, c/ HGR
1145041	Máscara terapêutica 3100 NC, fitpack, c/ HGR
1145044	Máscara terapêutica 3100 NC, s/ HGR, GBL, XS
1145045	Máscara terapêutica 3100 NC, s/ HGR, GBL, S
1145046	Máscara terapêutica 3100 NC, s/ HGR, GBL, M
1145047	Máscara terapêutica 3100 NC, s/ HGR, GBL, L
1145048	Máscara terapêutica 3100 NC, s/ HGR, MW
1145049	Terapia músculo-esquelética 3100 SP, fitpack, c/ HGR,
1145050	Máscara terapêutica 3100 SP, fitpack, c/ HGR
1145051	Máscara terapêutica 3100 SP, fitpack, c/ HGR
1145052	Máscara terapêutica 3100 SP, fitpack, c/ HGR
1145055	Máscara terapêutica 3100 SP, s/ HGR, GBL, XS
1145056	Máscara terapêutica 3100 SP, s/ HGR, GBL, S
1145057	Máscara terapêutica 3100 SP, s/ HGR, GBL, M
1145058	Máscara terapêutica 3100 SP, s/ HGR, GBL, L
1145059	Máscara terapêutica 3100 SP, s/ HGR, MW
1145060	Máscara terapêutica 3100 NC-SP, demopack
1145061	Terapia músculo-esquelética 3100 NC, fitpack para laboratório, única
1145062	Terapia músculo-esquelética 3100 SP, fitpack para laboratório, única

1145063	Terapia músculo-esquelética 3100 NC-SP, combo para laboratório
1145064	Máscara terapêutica 3100 NC, almofada, RP, XS
1145065	Máscara terapêutica 3100 NC, almofada, RP,S
1145066	Máscara terapêutica 3100 NC, almofada, RP
1145067	Máscara terapêutica 3100 NC, almofada, RP, L
1145068	Máscara terapêutica 3100 NC, almofada, RP, MW
1145069	Máscara terapêutica 3100 SP, almofada, RP, XS
1145070	Máscara terapêutica 3100 SP, almofada, RP, S
1145071	Máscara terapêutica 3100 SP, almofada, RP, S
1145072	Máscara terapêutica 3100 SP, almofada, RP, L
1145073	Máscara terapêutica 3100 SP, almofada, RP, MW
1145074	Máscara terapêutica 3100 NC-SP, armação, RP
1145459	Máscara terapêutica 3100 NC, c/ HGR, GBL, XS
1145460	Máscara terapêutica 3100 NC, c/ HGR, GBL, S
1145461	Máscara terapêutica 3100 NC, c/ HGR, GBL, M
1145462	Máscara terapêutica 3100 NC, c/ HGR, GBL, MW
1145463	Máscara terapêutica 3100 NC, c/ HGR, GBL, L
1145464	Máscara terapêutica 3100 SP, c/ HGR, GBL, XS
1145465	Máscara terapêutica 3100 SP, c/ HGR, GBL, S
1145466	Máscara terapêutica 3100 SP, c/ HGR, GBL, M
1145467	Máscara terapêutica 3100 SP, c/ HGR, GBL, MW
1145478	Máscara terapêutica 3100 SP, c/ HGR, GBL, L
1145916	Máscara terapêutica 3100 NC, fitpack para laboratório, GBL
1145917	Máscara terapêutica 3100 SP, fitpack para laboratório, GBL