

São Paulo, 04 de Agosto de 2008

URGENTE: COMUNICADO DE RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE PRODUTO

BD SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL SEM AGULHA 60 ML, catálogo 309653

Registro ANVISA: 10033430371

LOTES ENVOLVIDOS

5056635	5243772	5279596	6033798	6188675	7187486
5056638	5272160	5279597	6060915	6257672	7187508
5056641	5272163	5306383	6067146	6263761	7187510
5154584	5272166	5312941	6117407	6263770	7242628
5154585	5272167	5312942	6117408	6286970	7242630
5154586	5279545	5312943	6117409	6286971	7271034
5154589	5279546	6013788	6117411	6305346	7276558
5154590	5279588	6013790	6117413	7060447	7298459
5154591	5279593	6013792	6188672	7075180	8031117
5154596	5279594	6033794	6188673	7081015	
5229840	5279595	6033795	6188674	7081016	

Prezado cliente,

A Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda ("BD-Brasil") está conduzindo o recolhimento voluntário do produto BD Seringa Descartável Estéril sem Agulha 60 mL (por favor veja acima os lotes envolvidos).

Estudos conduzidos na fábrica do produto acima mencionado, localizada nos Estados Unidos da América, demonstraram que a integridade da selagem do blister (embalagem unitária) pode ser afetada pela pressão atmosférica mais baixa observada em altitudes elevadas (acima de 2.438,8 metros) o que poderia causar a perda da esterilidade do produto.

Por isso o uso dos lotes mencionados acima deve ser descontinuado, e o estoque bloqueado.

FNQ

DW
13

Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo - SP - 04717-004
Tel: 0800 055 56 54
Fax: 0xx11 5185-9937
<http://www.bd.com/br>




Desta forma, pedimos a gentileza de que preencha o formulário anexo, informando os lotes e quantidades que se encontram em seu poder. A BD Brasil irá efetuar a substituição por produtos de lotes não afetados.


A BD-Brasil está notificando todos os clientes que adquiriram este produto. Por favor repasse esta informação para todos em sua instituição e para outras empresas que adquiriram este produto.

Para maiores informações, por favor entre em contato com nosso Centro Técnico BD, telefone 0800 055 56 54.

Nós da BD, estamos comprometidos em fornecer aos nossos consumidores produtos de alta qualidade e agradecemos seu constante apoio. Desculpamo-nos por qualquer inconveniência que este recolhimento possa lhe causar.

Atenciosamente,


Marcelo Alves Lopes
Farmacêutico Responsável
CRF-MG 13.673


Cristina M. de Almeida
Representante Legal

Por favor, preencha o formulário anexo e retorne-o para a BD, para que possamos realizar a substituição dos produtos.

Complete o formulário e envie por fax para: Centro Técnico BD, Fax: 11 5185 9937.



FORMULÁRIO RESPOSTA

(Para ser preenchido por laboratórios, clínicas, hospitais e distribuidores)

BD SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL SEM AGULHA 60 ML, catálogo 309653

Registro ANVISA: 10033430371

Ações: Descontinue o uso dos lotes listados. Bloqueie TODO o inventário e entre em contato com a BD para substituição.

Centro Técnico BD

Fax: (0xx11) 5185-9937

Fone: 0800 055 56 54

LOTES ENVOLVIDOS					
5056635	5243772	5279596	6033798	6188675	7187486
5056638	5272160	5279597	6060915	6257672	7187508
5056641	5272163	5306383	6067146	6263761	7187510
5154584	5272166	5312941	6117407	6263770	7242628
5154585	5272167	5312942	6117408	6286970	7242630
5154586	5279545	5312943	6117409	6286971	7271034
5154589	5279546	6013788	6117411	6305346	7276558
5154590	5279588	6013790	6117413	7060447	7298459
5154591	5279593	6013792	6188672	7075180	8031117
5154596	5279594	6033794	6188673	7081015	
5229840	5279595	6033795	6188674	7081016	

Por favor, preencha a tabela abaixo com a quantidade de seringas bloqueadas em seu estoque e seus números de lote.

Não possuímos unidades dos produtos listados acima.

Possuímos estoque dos seguintes lotes (por favor preencha a quantidade e o número de lote):


Quantidade	Lotes	Quantidade	Lotes

Dados do Responsável pelo preenchimento deste formulário:

Nome de contato: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____ Data: _____



Deu
15