



## Prezado usuário IMMULITE

Vimos por meio desta informar que em procedimento ao comunicado de Recall emitido pela SIEMENS Medical Solutions – Inglaterra nº 2002, datado de 18/12/2007 referente ao kit **Peptídeo-C IMMULITE/ IMMULITE 1000 / IMMULITE 2000 (lote 105L)** em todas as apresentações, e que de acordo com os nossos registros o seu Laboratório / Serviço recebeu unidades deste material, e por medida de precaução solicitamos descartar todos os testes restantes de imediato.

Testes de rotina realizados pelo Controle de qualidade do fabricante detectaram uma tendência no aumento dos ajustes; contudo se ambos ajustes e controles estiverem dentro das especificações todos os resultados são válidos e podem ser reportados.

Esta medida possui um caráter preventivo, e assim que recebermos um novo lote, estaremos enviando estes kits sem custo para todos os clientes.

Desde já contamos com sua compreensão e pedimos desculpas pelo transtorno ocasionado .

Atenciosamente,

**Luiz Alberto Marin**  
Responsável Técnico

Protocolar e  
devolver esta via.



## Prezado usuário IMMULITE

Vimos por meio desta informar que em procedimento ao comunicado de Recall emitido pela SIEMENS Medical Solutions – Inglaterra nº 2002, datado de 18/12/2007 referente ao kit **Peptídeo-C IMMULITE/ IMMULITE 1000 / IMMULITE 2000 (lote 105L)** em todas as apresentações, e que de acordo com os nossos registros o seu Laboratório / Serviço recebeu unidades deste material, e por medida de precaução solicitamos descartar todos os testes restantes de imediato.

Testes de rotina realizados pelo Controle de qualidade do fabricante detectaram uma tendência no aumento dos ajustes; contudo se ambos ajustes e controles estiverem dentro das especificações todos os resultados são válidos e podem ser reportados.

Esta medida possui um caráter preventivo, e assim que recebermos um novo lote, estaremos enviando estes kits sem custo para todos os clientes.

Desde já contamos com sua compreensão e pedimos desculpas pelo transtorno ocasionado .

Atenciosamente,

**Luiz Alberto Marin**  
Responsável Técnico