

ANEXO**Lista de produtos afetados pela interferência dos fármacos N-acetilcisteína (NAC), acetaminofeno (paracetamol) e metamizol (dipirona), devido a utilização da reação de Trinder como metodologia****Fabricante: KOVALENT DO BRASIL LTDA**

Produto	Registro ANVISA no.	Apresentações
Ácido Úrico	80115310046	R1 2x40mL + R2 2x10mL+ 1x3mL Padrão R1 4x40mL + R2 4x10mL+ 1x3mL Padrão R1 1x200ml + R2 1x50ml + 1x3ml Padrão R1 2x200ml + R2 1x100ml + 1x3ml Padrão R1 10x20ml + R2 2x25ml + 1x3ml Padrão
Ácido Úrico WS	80115310194	R1: 1 x 200 ml + R2: 1 x 50 ml R1: 10 x 20mL + R2: 2 x 25mL R1: 2 x 200 ml + R2: 1 x 100 ml R1: 2 x 40 ml + R2: 2 x 10 ml R1: 4 x 40 ml + R2: 4 x 10 ml
Colesterol CHOD PAP	80115310040	R1 4x50mL + 1x3mL Padrão R1 12x25ml + 1x3ml Padrão R1 1x250ml + 1x3ml Padrão R1 2x250ml + 1x3ml Padrão R1 2x50mL + 1x3mL Padrão
Colesterol WS	80115310195	R: 1 x 250 mL R: 12 x 25 mL R: 2 x 250 mL R: 2 x 50 mL R: 4 x 50 mL
GLICOSE GOD PAP	80115310038	R1: 2 x 50 ml e Padrão: 1 x 3 ml R1: 4 x 50 ml e Padrão: 1 X 3 ml R1: 1 x 250 ml e Padrão 1 x 3 ml R1: 2 x 250 ml e Padrão: 1 x 3 ml R1: 12 x 25 ml e Padrão: 1 x 3 ml
Glicose WS	80115310204	R: 1 x 250 mL R: 2 x 250 mL R: 2 x 50 mL R: 4 x 50 mL R: 12 x 25 mL R: 6 x 30 mL
HDL C Immuno	80115310052	R1 4x40mL + R2 4x10mL R1 2x40mL + R2 2x10mL R1: 1 x 60 ml + R2: 1 x 15 ml R1: 3 x 20 ml + R2: 1 x 15 ml R1: 1 x 200 ml + R2: 1 x 50 ml R1: 10 x 20 ml + R2: 2 x 25 ml
Triglicerídeos GPO-PAP	80115310039	R1: 2 x 50 ml e Padrão: 1 x 3 ml R1: 4 x 50 ml e Padrão: 1 X 3 ml R1: 1 x 250 ml e Padrão: 1 x 3 ml R1: 2 x 250 ml e Padrão: 1 x 3 ml R1: 12 x 25 ml e Padrão: 1 x 3 ml
Triglicerídeos WS	80115310207	1 x 250 mL 2 x 250 mL 2 x 50 mL 4 x 50 mL 6 x 30 mL 12 x 25 mL