



## Recall de Produto

Necessário Agir Imediatamente

**Data** 13 de maio de 2015

**Produto**

Produto	Número de Lista (LN)	Lote	Validade
Alkaline Wash	9D31-20	49059UN14	04-MAR-2016

**Explicação**

Lamentamos informar que a Abbott Diagnostics está recolhendo o produto Alkaline Wash, lote 49059UN14, devido ao vazamento do produto e/ou material recebido com tampas frouxas que pode ter vazado durante o transporte. A solução alcalina é corrosiva e o operador pode se expor quando o frasco está vazando.

**Impacto sobre os Pacientes**

Não há impacto sobre os resultados de pacientes.

**Medidas Necessárias**

1. Descubra se você está utilizando ou tem em estoque o produto Alkaline Wash, LN 9D31-20, lote 49059UN14.
2. Utilizando equipamento de proteção individual (EPI) adequado, **inspecione visualmente** seu estoque. Para garantir sua segurança, revise a ficha de dados de segurança do produto, disponível em [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com), ou entre em contato com seu representante local. Para uma discussão detalhada sobre as precauções de segurança, consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT.

Se...	
Você observar qualquer sinal de vazamento ou tampas frouxas,	Descontinue o uso imediatamente e segregue todo o estoque remanescente desses kits de acordo com a política e os procedimentos de sua instituição para posterior recolhimento.
Você NÃO observar qualquer sinal de vazamento ou tampas frouxas,	Você pode continuar a usar o produto seguindo as precauções do Manual de Operações do Sistema ARCHITECT e da ficha de dados de segurança.

3. Preencha e envie o Formulário de Resposta do Cliente em anexo.

Caso tenha encaminhado o produto listado acima a outros laboratórios, favor informá-los deste Recall de Produto e fornecer uma cópia deste comunicado. Guarde este comunicado em seus arquivos.

**Contato**

Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes causados. A Abbott compromete-se a oferecer a mais alta qualidade de produtos diagnósticos e suporte técnico para atender às necessidades de seu laboratório, profissionais de saúde e pacientes. Em caso de dúvidas em relação a este comunicado, entre em contato com o Centro de Serviço ao Cliente (0800-11-9099) e informe o seguinte número de controle: FA11MAY2015.