

INDÚSTRIA FRONTINENSE DE LÁTEX S.A.

Engenheiro Paulo de Frontin, 19 de Agosto de 2014.

À

Importadora Libermed Cirúrgica LTDA  
Att. Sr. Claudinei Salvino Alves  
Rua Maj Freire, 152 - São Judas  
04.304-110 - São Paulo / SP

Ref.: Recall – Luvas Cirúrgica Smooth e Luvas Cirúrgicas New Hand LISA.

Prezado cliente,

Cumprimentando-os, informamos que estamos em processo de recall dos modelos Luva Cirúrgica Lemgruber Estéril Smooth e Luva Cirúrgica Estéril New Hand Lisa, em função de desvio de qualidade, comprimento menor que o estabelecido na norma em vigor para o tamanho 8,5, observados nos ensaios para manutenção semestral de conformidade à Portaria 332/2012 - INMETRO, realizados pelo Organismo de Certificação de Produtos pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade - IFBQ.

Por esse motivo, faz-se necessário o recall dos lotes produzidos a partir de 18/04/2013, todos os tamanhos.

Pedimos a colaboração no sentido de informar através de carta datada e assinada pelo responsável quanto à existência em estoque dos lotes abaixo informados:

Produto: Luva Cirúrgica Lemgruber Estéril Smooth.

Lotes: LS007, LS009, LS010, LS012, LS016 e LS023.

Tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 e 8,5.

Fabricação: a partir de 18/04/2013.

Produto: Luva Cirúrgica Estéril New Hand Lisa.


Lotes: NHL008, NHL009, NHL012, NHL017, NHL022 e NHL029.

Tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 e 8,5.

Fabricação: a partir de 18/04/2013.

Sem mais,

Atenciosamente,

  
Alternato Alves de Freitas  
Assessor da Presidência