

São Paulo, 04 de Janeiro de 2013.

COMUNICADO

A **Gabmed Produtos Específicos Ltda.**, empresa com sede na Rua Antônio das Chagas, nº 966, Chácara Santo Antonio, São Paulo – SP – CEP 04714-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 68.867.522/0001-29, vem, por meio da presente e em atendimento aos seus procedimentos de controle de qualidade, comunicar que o lote **RF 1069600** do produto **CS 14402 (CATETER DUPLO LUMEN 4F x 13cm)** fabricado pela Arrow Internacional, encontra-se com suspeita de desvio de qualidade, razão pela qual solicitamos que V.Sas. efetuem o levantamento em estoque do referido lote para recolhimento.

As peças recolhidas permanecerão segregadas até que o fabricante responsável envie laudo de investigação, quando então daremos a disposição final ao produto recolhido.

Motivo: Ao remover o fio guia, o mesmo pode desfiar ou se romper.

Obs.: Esta é uma Ação tomada pela GaBmed Produtos Específicos.

No mais, permanecemos à disposição de V.Sas. para lhes prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rita Lourenço
Qualidade

Tel.: 11 5182-3391
Fax: 11 5182-5543



Antes de imprimir este e-mail, pense no futuro do planeta.