

**Fresenius HemoCare
Brasil Ltda.**

R. Roque Gonzáles, 128
Jd. Branca Flor
06855-690 Itapecerica da
Serra - SP - Brasil
T. (11) 2183-8800
F. (11) 2183-8802
www.fresenius-kabi.com.br

Ref.: Diagrama de Triacel Lote 71FG20EA

Itapecerica da Serra, 20 de julho de 2012

A Fresenius HemoCare Brasil vem por meio desta comunicar aos clientes, usuários do Triacel lote 71FG20EA, com vencimento em 17 de Agosto de 2012, que detectamos uma falha na impressão do diagrama.

O produto Triacel II apresenta fenotipagem negativa para o antígeno Fy^a, e o diagrama que acompanhou o produto apresentava fenotipagem positiva para o referido antígeno.

Sendo assim, estamos enviando um novo diagrama que deverá substituir a impressão anterior.

Pedimos desculpas pelos inconvenientes causados por esta intercorrência e nos colocamos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fresenius HemoCare Brasil Ltda.



Patricia Loiacono
Gerente de Produto



Márcia Zaquerone
Supervisora do Controle de Qualidade