



# Recall de Produto

**Ação imediata**

**Data** 13 de maio de 2016

Produtos	Produto	Registro Anvisa	Apresentações	Códigos	Lotes
	Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum*	80246910006	7,6 x 20,3 cm	K290203	16040803
			7,6 x 7,6 cm	K290076	16041204
			7,6 x 7,6 cm	k290076	16041304
			7,6 x 40,6 cm	K290406	16041211
			7,6 x 20,3 cm 3 UN	K292033	16040705
			7,6 x 7,6 cm	K290076	16041404
			7,6 x 7,6 cm	k290076	16041503
	Curatec AGE 30 Rayon*	80246910009	7,6 X 20,3 cm	K280203	16041407

\*Apenas para os lotes descritos acima.

**Motivo** Suspeita de desvio de qualidade relacionado a possível presença de partículas metálicas no produto durante processo de tecelagem do rayon.

IMPORTANTE: Trata-se de um recall voluntário e não houve registro de qualquer queixa técnica relativa ao produto até o presente momento.

**Riscos para o paciente**

- O contato desta partícula metálica com a ferida (presença de corpo estranho) pode causar risco de reação inflamatória nos tecidos assim como afetar esteticamente o processo de cicatrização.

**Medidas necessárias**

- Segregar e não utilizar os produtos dos lotes especificados nesta carta.

**Informações adicionais** Solicitamos gentilmente que o recolhimento seja expandido a eventuais produtos já comercializados referentes aos lotes mencionados.

O retorno do produto deve ser feito à L.M. Farma por nota fiscal de devolução.

Para orientações sobre a reposição dos produtos, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Contato** [sac@lmfarma.com.br](mailto:sac@lmfarma.com.br)  
Fone/Fax: (12) 3202-1328

Responsável Técnico

Nesser Cristiano de Paula Oliveira – CRF-SP 38.464