

São Paulo, 01 de julho de 2017.

**AVISO DE AÇÃO DE CAMPO**

**Ação Nº:** 0001/2017

**Produto:** APARELHO FIXO PARA RAIOS-X RADSPEED

**Produto:** 10369010053

**Ref.: AÇÃO DE CAMPO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES – ESTATIVA DE TETO CH-200**

**DESCRIÇÃO**

A Shimadzu Corp. identificou que há possibilidade de ocorrer uma fissura no suporte do tubo de raios-X ao longo do tempo e, caso esta fissura aumente em tamanho, o tubo de raio-X poderá se desprender do suporte e entrar em contato com o operador ou paciente. Apesar desta possibilidade ser muito remota a Shimadzu Corp. decidiu fazer a instalação de um reforço nesta fixação entre o tubo de raios-X e seu suporte para, assim, coibir qualquer possibilidade de incidente.

A **(NOME DO CLIENTE)**

Informamos que no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ será realizada a ação de campo acima descrita. Solicitamos o envio dessa carta assinada para o endereço de e-mail [ast.medica@shimadzu.com.br](mailto:ast.medica@shimadzu.com.br).

Atenciosamente,

---

**SHIMADZU DO BRASIL**  
CÉSAR MASSAHIRO HIGUTE  
Responsável Técnico

---

**CLIENTE**  
Nome:  
Cargo: