

## **Ação de Campo: Analisadores ABL800**

Prezado Cliente

Em Janeiro de 2017 a Radiometer informou sobre um problema clínico potencial no ABL800. O problema era que amostras “cordão umbilical arterial” e “cordão umbilical venoso” eram transmitidas como “Cordão umbilical” para o LIS/HIS ou um Sistema middleware.

A Solução final para esse problema, que é uma atualização de software do aparelho para a versão 6.17 ou maior já se encontra instalada em seu(s) aparelho(s). Essa nova versão assegura que amostras de “cordão umbilical arterial” e “cordão umbilical venoso” sejam transmitidas corretamente para o LIS/HIS ou Sistema middleware.

### **Produto afetado**

Todos os ABL800 com versões de Software anteriores a 6.14; 6.15 e 6.16

### **O que o Cliente deve fazer no curto prazo:**

Nenhuma ação é necessária, visto que as contramedidas temporárias que foram implementadas.

### **OBS:**

Se você não for o usuário final do produto afetado, favor fazer com que essa carta seja distribuída até o mesmo.

Em caso de dúvidas favor contatar o Representante da Radiometer

Atenciosamente,  
BIODINA Instrumentos Científicos Ltda.

Sylvio dos Santos Jr.  
Responsável Técnico

# FORMULÁRIO DE RESPOSTA

ASSUNTO:

**Aparelhos ABL800; Resultados baixos de Creatinina em amostras de pacientes**