

Barueri, 13 de Fevereiro de 2020

## AVISO DE AÇÃO DE CAMPO

**Ação Nº:** 0001/2020

**Produto:** MEDIDOR DE DOSE (DAP METER) QUE ACOMPANHA EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL  
MODELO MOBILEART ECO

**Registro:** 10369010045

Ref.: **AÇÃO DE CAMPO PARA SUBSTITUIÇÃO DO  
MEDIDOR DE DOSE (DAP METER)**

### DESCRIÇÃO

A Shimadzu Corporation observou que a precisão do valor de saída do medidor DAP, montado na frente do colimador, às vezes não atende aos padrões de "erro de 35%" em uma região específica de baixa dose.

Para impedir que isso ocorra é necessário substituir o medidor DAP existente por outro medidor DAP em conformidade. Após a substituição do medidor DAP do equipamento existente de acordo com o procedimento determinado pelo Fabricante, é feita a confirmação se o valor de saída do medidor DAP atende aos padrões.

Ao <<CLIENTE>>  
<<Cidade / Estado >>

Informamos que no período do dia <<>> a <<>>/2020 será realizada a ação de campo acima descrita no vosso equipamento de raios-x portátil S/N <<...>>.

Solicitamos v. "de acordo" através do envio dessa carta assinada nos campos abaixo para o endereço de e-mail [ast.medica@shimadzu.com.br](mailto:ast.medica@shimadzu.com.br).

Atenciosamente,



**SHIMADZU DO BRASIL**  
ENG. CÉSAR MASSAHIRO HIGUTE  
Responsável Técnico

**CLIENTE**  
Nome:  
Cargo: