

Formulário de Conhecimento Médico

Use letras maiúsculas

Informações Importantes sobre Dispositivos Médicos

Descrição do problema:

Mistura incompleta intermitente de epóxi durante a fabricação, o que pode permitir a entrada de umidade no cabeçote do gerador de pulso entre os dispositivos fabricados em equipamentos de fabricação específicos entre 2015 e 2018

Dispositivo afetado:

Subconjunto de marcapassos Assurity™ E Endurity™, modelos: PM1152, PM1160, PM1172, PM1240, PM1272, PM2152, PM2160, PM2172, PM2240, PM2260, PM2272

Data: (dd-mm-aaaa):

15-03-2021

CLIENTE

Nome do Médico:

Hospital/Instituição:

Cidade:

País:

Certifico que apresentei ao cliente mencionado acima uma cópia das informações importantes sobre dispositivos médicos.

Nome do Representante de Vendas:

Assinatura: