

Ponta Porã, 07 de junho de 2021

NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO

Prezado Cliente

Medicor Produtos Hospitalares Ltda

Esta carta é para informa-lo de um recente recolhimento de produto da Saldanha Rodrigues Ltda que afetam seringas de 3 ml, Luer Lock, com agulha 0,55x20, lote H699.

O código/lotos do produto afetado é:

Código: 03539 - Seringas de 3 ml, Luer Lock, com agulha 0,55x20.

Lote afetado: H699

Defeito do produto: o recolhimento estabelece que este lote em particular pode conter a presença visual de silicone em seringas de 3 ml, Luer Lock, com agulha 0,55x20, lote H699.

Risco à saúde: o excesso de silicone em produto para a saúde como seringas hipodérmicas estéreis pode interferir na substância injetada no usuário, contudo a quantidade encontrada nas seringas de 3 ml, Luer Lock, com agulha 0,55x20, lote H699, é inferior a 0,25g/cm², conforme preconiza a Norma ABNT NBR ISO 7886-1 e Laudo de Análise expedido pelo LACEN/CEVS/SES-RS.

Instruções aos clientes e distribuidores:

1. Identificar e segregar as unidades afetadas de posse de sua empresa.
2. Completar o Formulário de Resposta de Recolhimento (anexo 1) e retornar o formulário para o e-mail atendimento@jeringasr.com.py dentro de 10 dias a partir do recebimento desta mensagem

O formulário deverá ser preenchido mesmo se não houver unidades remanescentes em sua empresa.

3. Depois de responder o formulário, Saldanha Rodrigues Ltda irá entrar em contato para agendar o retorno das unidades afetadas que houver em seu estoque

Distribuidores: se sua empresa distribuiu qualquer unidade/lote afetado aos seus clientes, por favor providencie uma cópia deste aviso de recolhimento a eles juntamente com o **Formulário de Resposta de Recolhimento** (anexo 1).





Saldanha Rodrigues Ltda.

Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores – CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
E-mail: seringasr@seringasr.com.br

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Qualidade e tecnologia em suas mãos.

A Saldanha Rodrigues Ltda, está comprometida em fornecer produtos e serviços de qualidade aos seus clientes.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que esta situação tenha causado. Se houver alguma dúvida em relação a esta notificação, por favor contatar atendimento@jeringasr.com.py ou telefone +55 67 4063-9707.

Atenciosamente,
Saldanha Rodrigues LTDA

