

Boletim Técnico Informativo

Nome Comercial do Produto: Sistema de Ventilação SVB 19

Registro ANVISA: 10261120024

A HB Hospitalar comunica a melhora da usabilidade do equipamento SVB19 com a utilização de um Blender para a mistura da FiO₂, aprimorando o ajuste do valor desejado da concentração de O₂ pelo usuário. Devido o ajuste de concentração de O₂ ser realizada por um botão não graduado no painel frontal do dispositivo, o uso do Blender oferece uma visualização rápida do ajuste da concentração de Oxigênio pelo usuário.

Esta melhoria facilita o ajuste de concentração de oxigênio, devido a visualização da graduação do ajuste no Blender, durante o momento da ventilação mecânica. A empresa HB Hospitalar informa que estará concedendo o Blender de forma gratuita a seus clientes que adquiriram o produto sem este acessório. Os dispositivos que não possuem o Blender poderão ser utilizados normalmente, sem que ocorra qualquer risco ao paciente até a instalação do acessório referido. A implementação do Blender condiz com a melhora da usabilidade dos equipamentos SVB19, não impactando no desempenho do mesmo.

Todos os números de série já comercializados relacionados ao SVB19 não estão impactados em sua utilização, mas a HB Hospitalar sugere a utilização do Blender para melhora da usabilidade. Esta ação de campo é uma comunicação aos clientes, orientando a utilização do Blender associado ao dispositivo SVB19.

Junto a melhora da usabilidade proposta pelo Blender, atualizaremos os clientes com a correta versão do manual do usuário, o qual contém as orientações de uso do Blender.

A HB Hospitalar está a disposição de todos para quaisquer esclarecimentos, nos canais de comunicação presentes em seus manuais.



SÉRGIO YUKIO KOSEKI
Responsável Técnico
HB Hospitalar Indústria e Comércio Ltda.