

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

COMUNICADO AO CLIENTE

Produto: Desodorizador *Rescomf XD100*

Ref.: 715391

Registro Sanitário: 80204419010


Prezado(s) cliente(s),

A Air Liquide Brasil é uma empresa que pauta seus negócios nos princípios de transparência e total colaboração com seus clientes. Com base nestes princípios, é a presente para comunicar que recentemente tomou ciência por meio de Comunicado Oficial do fabricante RESCOMF, para o que segue.

A RESCOMF recomenda a imediata suspensão do uso de seu equipamento *Rescomf XD100* para desinfecção de equipamentos CPAP, BiPAP e Ventiladores Mecânicos. O uso do desodorizador *Rescomf XD100* deve ser limitado a máscaras, tubo, câmara de umidificador e demais acessórios, conforme novo manual do usuário elaborado pela Fabricante RESCOMF, o qual segue anexo junto ao presente comunicado.

Sendo o que nos cabia para o momento, agradecemos vossa compreensão e confiança, e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

F3907DECAA084B8...

Tatiana Bucheroni
Diretora Executiva