



Prezado Cliente,

Gostaria de informar que foi detectado uma possível não conformidade no Instrumento de Biópsia Supercore, após investigações internas do fabricante detectou-se que o instrumento pode se desmontar durante o transporte ou o uso, a caixa de plástico e o êmbolo podem ser separadas mais facilmente que o normal para os lotes fabricados num determinado período.

Para garantir a satisfação e a qualidade de nossos produtos decidimos solicitar o recolhimento voluntário dos lotes afetados devido ao alto índice de queixas de desmontagem não intencional do instrumento.

Nossos registros indicam que enviamos as seguintes unidades afetadas para sua empresa:

Cliente: XXXX

Referência: XXXX

Lote: XXXXXXXX

Quantidade: XX unidade

NF: XXXX

Ecomed Comércio de Produtos Médicos Ltda

Av. Augusto Severo, 156 - Loja A e B
Glória, Rio de Janeiro - RJ - 20021-040

Telefone: (21) 3592-1960

www.ecomed.com.br

ecomed@ecomed.com.br

CNPJ: 29.992.682/0001-48

I.E: 81.618.119