

COMUNICADO

RECALL VOLUNTÁRIO

A Saldanha Rodrigues Ltda solicita que o uso da Seringa hipodérmica 1mL de uso único com agulha 0,6x25 e dispositivo de segurança – lote 15P4 seja interrompido.

O motivo do recall deve-se ao fato de que:

Em algumas unidades do lote, a agulha que acompanha a seringa apresentou deformação e quebra durante preparação para uso.

Lote: 15P4

Produto: Seringa 1mL LL 0,6x25 com dispositivo de segurança (DS)

Fabricado: Janeiro / 2021

Quantidade: 175.000 unidades

Registro MS ANVISA: 80026180053

Caso identifique unidades afetadas de posse de sua empresa, solicitamos que as segreguem e que entre em contato com qualidade@seringasr.com.br.

A SR reafirma seu compromisso de oferecer produtos médicos em conformidade com os requisitos normativos visando o respeito aos seus Clientes e Profissionais de Saúde.