



GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A

CNPJ: 08.633.431/0001-05

I.E: 669.577.250.114

Fone: +55 (15) 3238-4100

Dados do Cliente (será preenchido com os dados de cada cliente que receberão o lote)

A/C: Responsável Técnico / Diretor Técnico

NOTIFICAÇÃO DE AÇÃO DE CAMPO

Prezado cliente,

Vimos informá-lo através desta, que a GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA, iniciou um processo de ação de campo de lote 200293 específico do produto FILTRO HMEF-GMI REGISTRO Nº 80423540059, devido a possibilidade de algumas unidades apresentarem desencaixe entre as partes, este fato poderá ocasionar perda de filtração com emissão de alerta sonoro do equipamento de ventilação.

Em vista desta ação de campo, em acordo com os procedimentos estipulados pela ANVISA, requeremos que V. Sa. tome as seguintes medidas:

- 1) Cesse o uso e distribuição do lote 200293 de produto listado, mantenha – o em área segregada;
- 2) Complete o relatório de reconhecimento em anexo, assine-o e o envie imediatamente para josimara.santos@gmimedical.com. Isso permitirá a confirmação do recebimento desta notificação e também a confirmação da quantidade deste produto em suas mãos. (Prazo: imediato a contar do recebimento desta)
- 3) Também para o e-mail josimara.santos@gmimedical.com. envie o mapa de distribuição deste lote (modelo em anexo), com a verificação do estoque remanescente em seus clientes (Prazo: 20 dias úteis a contar do recebimento desta)
- 4) Promova o recolhimento dos lotes remanescentes de seus clientes e promova a devolução a GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA, juntamente com seu estoque remanescente apontado no item 2.

CODIGO /REF	PRODUTO	Nº DO LOTE	QTD ADQUIRIDA	NOTA FISCAL
HMEF	FILTRO HMEF-GMI	200293		

Sendo que nos cabe para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para prestar os esclarecimentos que, porventura, que se fizerem necessários.



GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A

CNPJ: 08.633.431/0001-05

I.E: 669.577.250.114

Fone: +55 (15) 3238-4100

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



JOSIMARA DOS SANTOS ALMEIDA POSSIDONIO

Data: 15/03/2023 09:30:04-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico

Josimara dos Santos Almeida Possidonio

Fone/Fax: (15) 3238-4100

Cel: (15) 99141-1110



GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A

CNPJ: 08.633.431/0001-05

I.E: 669.577.250.114

Fone: +55 (15) 3238-4100

RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO
REG.: Ação de Campo Nº 002-23 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA

Dados do Cliente: (será preenchido com os dados de cada cliente que receberão o lote)

1) Quantidades remanescentes, por código e lote:

CODIGO /REF	PRODUTO	Nº DO LOTE	QUANTIDADE TOTAL POR LOTE RECEBIDA/ ENTREGUE AO CLIENTE	QUANTIDADE REMANESCENTE NO ESTOQUE DO CLIENTE
HMEF	FILTRO HMEF-GMI	200293		

2) Identificação do responsável pelo preenchimento (Resp. Técnico Diretor Técnico)

Nome do Resp. Técnico ou Diretor Técnico: _____

Nº registro conforme Conselho: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____ Data: ____/____/____.

PARA PREENCHIMENTO PELA GABISA

Responsável pela verificação das informações enviadas pelo cliente:

Nome: _____ Assinatura: _____

Data: ____/____/____