

São Paulo, 02 de junho de 2023.

Prezado Cliente,

O CML Centro Médico Logístico, CNPJ: 23.378.089/0001-20, vem comunicar a todos os clientes das agulhas do fabricante **TSK Laboratory**, Modelo: **Agulha Hipodérmica de 0,20 x 9 mm (33G x 3-8")**, código de referência **LDS 02009-100** que:

1. Conforme último relatório de ensaio BR23TUVX 001, realizado pela certificadora TÜV Rheinland do Brasil Ltda, foi detectada que a agulha supracitada possui canhão **transparente**;
2. A definição da ISO 6009 cita que o canhão para a agulha 0,20 deve ter cor preta;
3. A não conformidade foi avaliada pelo fabricante **TSK Laboratory**, que decidiu recolher o produto para incineração;
4. O Fabricante, **TSK Laboratory**, já adotou tratativas para a correção da cor;

O CML ratifica que todas as agulhas do modelo LDS 02009-100 devem ser enviadas aos importadores e distribuidores: **BOTUMEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, CNPJ 28.955.095/0001-16 e **SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, CNPJ 03.616.432/0002-09 para destruição.

Responsável Técnica
Elisabete Costa