

REF

WA22301S	WA22541S	WA22632S	WA22705S	WA22755S	WA47723S
WA22302S	WA22542S	WA22637S	WA22706S	WA22760S	WA47732S
WA22305S	WA22543S	WA22638S	WA22707S	WA22766S	WA47737S
WA22306S	WA22544S	WA22639S	WA22721S	WA47505S	WA47738S
WA22332S	WA22557S	WA22640S	WA22723S	WA47506S	WA47739S
WA22351S	WA22558S	WA22641S	WA22732S	WA47507S	WA47740S
WA22355S	WA22559S	WA22642S	WA22737S	WA47540S	WA47741S
WA22503S	WA22566S	WA22643S	WA22738S	WA47551S	WA47742S
WA22507S	WA22602S	WA22644S	WA22739S	WA47555S	WA47743S
WA22521S	WA22603S	WA22651S	WA22740S	WA47560S	WA47744S
WA22523S	WA22605S	WA22655S	WA22741S	WA47566S	WA47751S
WA22537S	WA22606S	WA22657S	WA22742S	WA47705S	WA47755S
WA22538S	WA22607S	WA22666S	WA22743S	WA47706S	WA47760S
WA22539S	WA22621S	WA22702S	WA22744S	WA47707S	WA47766S
WA22540S	WA22623S	WA22703S	WA22751S	WA47721S	



English (en)

**CAUTION****Risk of injury to the patient**

Use extreme caution when using electrosurgery in close proximity to or in direct contact with any metal objects. Do not activate the HF-resection electrode while any portion of the HF-resection electrode tip is in contact with another metal object. This can cause uncontrolled heating of the HF-resection electrode and may result in damage and breakage to the HF-resection electrode tip. If excessive heating or physical forces cause damage to the HF-resection electrode tip, broken device fragments may remain in the body, possibly requiring additional surgery for removal.

Español (es)

**ATENCIÓN****Riesgo de lesión para el paciente**

Extremar las precauciones cuando utilice la electrocirugía cerca o en contacto directo con cualquier objeto metálico. No activar el electrodo de resección de HF mientras cualquier parte de su punta esté en contacto con otro objeto metálico. Esto puede provocar el calentamiento incontrolado del electrodo de resección de HF, así como causar daños y la rotura de la punta. Si el calentamiento excesivo o las fuerzas físicas causan daños en la punta del electrodo de resección de HF, pueden quedar fragmentos del dispositivo roto en el cuerpo, lo que posiblemente requiera una intervención quirúrgica adicional para su extracción.

Português (pt)

**CUIDADO****Risco de lesões no paciente**

É preciso ter muito cuidado ao usar a eletrocirurgia nas proximidades ou em contato direto com quaisquer objetos de metal. Não ative o eletrodo de ressecção de alta frequência enquanto qualquer parte da ponta dele estiver em contato com outro objeto metálico. Isso pode provocar um aquecimento descontrolado do eletrodo de ressecção de alta frequência e pode resultar em danos e quebra da ponta dele. Se um aquecimento excessivo ou forças físicas causarem danos na ponta do eletrodo de ressecção de alta frequência, fragmentos do dispositivo partido podem permanecer no corpo, possivelmente exigindo cirurgia adicional para remoção.

OLYMPUS®

Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61, 22045 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 669 66-0



W9232338_00
2023-05-23