

## COMUNICADO

### AÇÃO DE CAMPO RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO

A Saldanha Rodrigues Ltda. solicita que o uso da Agulha Hipodérmica modelo: 0,6x25mm, Lote: 1931M4, seja interrompido.

- **Motivo:**

Presença de gotícula de fluído na superfície externa da cânula da agulha de algumas unidades do lote.

- **Produto:**

- Agulha Hipodérmica 0,6x25mm;
- Lote: 1931M4;
- Fabricado: 05 / 2019 , Validade: 05/2024;
- Quantidade: 220.000 unidades;
- Registro MS ANVISA: 80026180009.

- **Risco relacionado:**

Apesar da presença de gotícula de fluído na superfície externa da cânula da agulha, não há consequências adversas há saúde visto que, a quantidade de lubrificante no produto está dentro dos valores estabelecidos na norma de referência, ABNT NBR ISO 7864:2020.

- **Orientações para profissionais, pacientes, usuários em geral:**

Caso identifique o produto deste lote em seu estoque, solicitamos que segregue e entre em contato com o fabricante através do e-mail: [crc@seringasr.com.br](mailto:crc@seringasr.com.br) para o recolhimento voluntário e troca.

A SR reafirma seu compromisso em oferecer produtos médicos em conformidade com os requisitos normativos visando o respeito aos seus Clientes e Profissionais de Saúde.