

## Comunicado ao cliente COM-GQ – 009.24

Aos Clientes Medix Brasil,

A Medix Brasil Ltda informa a realização de Ação de Campo referente ao produto Medix Brasil Seringa Hipodérmica, em virtude da identificação de uma não conformidade referente a quantidade de lubrificante aplicada no cilindro, o qual está visível e atingindo o canal Luer do bico, em desacordo com a normativa ABNT NBR ISO 7886-1:2020.

Sendo assim, a empresa Medix Brasil Ltda, inscrita no CNPJ 10.268.780/0001-09, vem informar que está sendo realizada a Ação de Campo com o recolhimento do lote envolvido.

### PRODUTO DA AÇÃO DE CAMPO:

**Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A.E - EGITO

**Modelo:** Medix Brasil Seringa Hipodérmica Luer Slip

**Volume:** 10 ml

**Notificação ANVISA:** 80495519004

**Lote:** 22/288

É requerido aos distribuidores e usuários do produto Seringa Hipodérmica Luer Slip – 10ml (80495519004), que verifiquem seus estoques e almoxarifados a fim de conferir se possuem qualquer unidade do produto do lote supracitado.

Caso esteja de posse de qualquer quantidade do produto, suspenda a venda e/ou uso, segregue o produto e entre em contato com a Medix Brasil até o dia 20/07/2024, através do email [recolhimento@medixbrasil.com.br](mailto:recolhimento@medixbrasil.com.br) informando a quantidade em estoque segregada para que possamos dar seguimento ao processo recolhimento.

Em caso de distribuição dos lotes possivelmente afetados para seus clientes, enviar imediatamente esta notificação aos mesmos.

Informamos que estaremos seguindo com a substituição do lote.

Atenciosamente  
Medix Brasil Ltda

