

**Centro de Equivalência Farmacêutica do Centro Avançado
de Estudos e Pesquisas Ltda – CAEP**

**TESTES FÍSICO-QUÍMICOS
EQUIPAMENTOS USADOS EM ENSAIOS GERAIS**

Aagitador de Tubos
Balança Analítica
Balança semianalítica
Banho maria
Centrífuga
Centrífuga refrigerada
Dessecador de comprimidos
Desumidificador
Desintegrador de Comprimidos
Dissolutor
Durômetro
Estufa de Dessecação a Vácuo
Estufa de Secagem e esterilização
Estufa a vácuo
Friabilômetro
Karl Fischer
Incubadora Bio Plus (Biofármacos)
Incubadora com plataforma de agitação orbital
Peagâmetro
Picnômetro
Termômetro
Viscosímetro

EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DE QUANTIFICAÇÃO

Dissolutor
Aparato USP tipo 1 (cesto)
Aparato USP tipo 2 (pás)
HPLC – Tipo de Detector
Detector de Arranjo de Diôdos (PDA)
Fluorescência (FRL)
UV-VIS
HPLC – Componentes
Auto-Injetor
Forno
Sistema Quaternário
Espectrofotômetro
UV/VIS
Infravermelho (IR)

OUTROS EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS

Aagitador magnético
Aagitador microplacas
Aagitador Multitubos
Amostrador automático
Bomba de vácuo
Câmara de fotoestabilidade
Câmara escura UV
Capela de exaustão
Concentrador TurboVap
Cronômetro digital
Lavadora microplacas
Leitora microplacas
Mesa agitadora pendular
Micropipeta
Micropipeta eletrônica
Mufla

Refrigerador
Ultrassom
OUTROS
Freezers
Geladeiras
Ultra Purificador de Água Milli-Q