

Centro de Equivalência Farmacêutica do Centro de Desenvolvimento de Testes e Ensaios Farmacêuticos - CTEFAR do Departamento de Farmácia Industrial da Universidade Federal de Santa Maria
TIPO DE ENSAIOS
Físico-Químicos Microbiológicos Estéreis Microbiológicos Não Estéreis
TESTES FÍSICO-QUÍMICOS EQUIPAMENTOS USADOS EM ENSAIOS GERAIS
Agitador de Tubos (Vórtex) Balança Analítica Balança de Precisão (mais de quatro casas decimais) Banho Ultra-Sônico Banho-Maria Bomba à Vácuo Cabine de Segurança Química Condutivímetro Desintegrador Comprimidos/Cápsula Durômetro Estufa de Dessecação a Vácuo Estufa de Dessecação Simples Freezer Friabilômetro Karl Fischer Picnômetro com Termômetro Potenciômetro Termômetro de Bulbo Termômetro Digital Viscosímetro
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DE QUANTIFICAÇÃO
Dissolutor Aparato USP tipo 1 (cesto) Aparato USP tipo 2 (pás) HPLC – Tipo de Detector Diode Array (DAD) UV/VIS HPLC – Componentes Auto-Injetor Degaseificador de Fase Móvel Forno Sistema Quaternário Espectrofotômetro UV/VIS
OUTROS EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS
Refrigerador Com Congelador Micropipeta Volume 1-5 µL Volume 5-10 µL Volume 10-20 µL Volume 20-100 µL Volume 100-1000 µL Volume acima de 1000 µL Agitador magnético Com Aquecimento Sem Aquecimento
OUTROS

Cronômetro Digital
Destilador de Água
Ultra Purificador de Água

TESTES MICROBIOLÓGICOS E BIOLÓGICOS

Contador de Colônia
Estufa de Despirogenização
Estufa de Incubação Bacteriana
Estufa de Incubação Fúngica
Freezer
Geladeira
Leitor de Microplacas, para Testes de Endotoxinas Bacterianas (LAL) por método cromogênico
Microondas
Microscópio
Steritest (Teste Esterilidade por Filtração)
Teletermômetro (para Teste de Pirogênio)
Auto Clave
Horizontal Automatizada
Vertical Não Automatizada
Fluxo Laminar
Horizontal
Vertical

OUTROS EQUIPAMENTOS

Agitador de Microplacas com Aquecimento
Estantes Ventiladas para Manutenção de Animais de Laboratório
Quimógrafos