

Centro de Equivalência Farmacêutica da Eurofarma Laboratórios S.A.

**ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS
EQUIPAMENTOS PARA EM ENSAIOS GERAIS**

Balança de Precisão (mais de quatro casas decimais)
Balança por Infravermelho
Balança Semi-Analítica
Banho Ultra-Sônico
Banho-Maria
Cabine de Segurança Química
Desintegrador Comprimidos/Cápsula
Durômetro
Estufa de Dessecação a Vácuo
Estufa de Dessecação Simples
Friabilômetro
Karl Fischer
Mufla
Paquímetro Digital
pHmetro
Pícnômetro com Termômetro
Termômetro Digital
Viscosímetro (tipo Brookfield)

EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DE QUANTIFICAÇÃO

Dissolutor

Aparato USP tipo 1 (cesto)
Aparato USP tipo 2 (pás)
Aparato USP tipo 3 (cilindros recíprocos)

Dissolutor – Acessórios

Coletor automático

HPLC/UPLC – Tipo de Detector

Diode Array (DAD)
Por Fluorescência
UV/VIS

HPLC/UPLC – Componentes

Auto-Injetor
Degaseificador de Fase Móvel
Forno

Sistema Quaternário

Espectrofotômetro

UV/VIS
Infravermelho

EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS EM SPRAYS NASAIS

Aparato para coleta de doses liberadas

Componentes

Sistema automático de atuação + vidraria volumétrica adequada

Aparato para medição da distribuição do tamanho de partículas/gotículas por difração a laser

Componentes

Sistema de difração a laser Spraytec
Sistema automático de atuação

EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS EM MEDICAMENTOS INALATÓRIOS POR VIA ORAL (DPI's DE DOSES PRÉ-MEDIDAS UNITÁRIAS MAIS O INALADOR)

Aparato para coleta de doses liberadas

Componentes

Bomba a vácuo
Unidade controladora de fluxo
Fluxímetro
Tubo coletor de doses DUSA de DPIs

Aparato para medição da distribuição do tamanho aerodinâmico de partículas

por impactação em cascata

Componentes

Bomba a vácuo

Unidade controladora de fluxo

Fluxímetro

Impactador NGI (Next Generation Impactor)

Acessório

Pré-separador (para DPIs)

EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS EM MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS

Balança Analítica

Banho Ultra-Sônico

Cabine de Segurança Biológica – Classe IIB2

pHmetro

OUTROS EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS

Câmara Fria

Cronômetro Digital

Freezer

Osmose Reversa

Pipeta Handy Step

Ultra Purificador de Água

Refrigerador

Sem Congelador

Agitador magnético

Com Aquecimento

Sem Aquecimento

Sistema de Purificação de Água

Osmose Reversa

Ultrapurificador