

EQFAR – 069
Centro de Equivalência do Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás LCQM
TIPOS DE ENSAIOS
Físico-Químico Ensaio Microbiológicos para Medicamentos estéreis e não estéreis Ensaio Biológicos
TESTES FÍSICO-QUÍMICOS
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS GERAIS
Agitador de Tubos (Vórtex) Amostrador de Ar Aparelho para Determinar Ponto de Fusão Balança Analítica Balança de Precisão (mais de quatro casas decimais) Balança Semi-Analítica Banho Ultra-Sônico Banho-Maria Bomba à Vácuo Cabine de Segurança Química Câmara de Luz UV Centrífuga Não Refrigerada Condutivímetro Desintegrador Comprimidos/Cápsula Estufa de Dessecação a Vácuo Estufa de Dessecação Simples Freezer Manta aquecedora Mufla Picnômetro sem Termômetro Potenciômetro Termômetro de Bulbo Termômetro Digital Turbidímetro Viscosímetro
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DE QUANTIFICAÇÃO
Dissolutor Aparato USP tipo 1 (cesto) Aparato USP tipo 2 (pás) HPLC – Tipo de Detector UV/VIS HPLC – Componentes Sistema binário Espectrofotômetro UV/VIS Infravermelho
OUTROS EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS
Refrigerador Com Congelador Sem Congelador Micropipeta Volume 100-1000uL Agitador magnético Com Aquecimento Sem Aquecimento OUTROS Cronômetro Digital Destilador de Água

Ultra Purificador de Água

TESTES MICROBIOLÓGICOS E BIOLÓGICOS

Contador de Colônia

Estufa de Incubação Bacteriana

Estufa de Incubação Fúngica

Espectrofotômetro

Geladeira

Microscópio

Micro-ondas

Paquímetro digital

Autoclave

Vertical

Fluxo laminar

Horizontal

Vertical