

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18354	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18575	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18505	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18492	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18389	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18382	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18418	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18490	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18535	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18460	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18562	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18498	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18457	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18510	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18378	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18559	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94041-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92327-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93721-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92913-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93790-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94375-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93809-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94331-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93046-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93576-01	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93823-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94070-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94315-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93067-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92812	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18530	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18525	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18383	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18512	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92796	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93212	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93624	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93796	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93687	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93401	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93636	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92207	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94392	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93016	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18300	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18494	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18451	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93874	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93613	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93539	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93857	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94094	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93863	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94305	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92821	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93056	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93490	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92768	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29605	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18528	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18403	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18396	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18536	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18540	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18405	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18542	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18482	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18388	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18521	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18501	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18377	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92820-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93641-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93320	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29565	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29662	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29625	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27727	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27855	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27951	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27860	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26701	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27915	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27853	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27914	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27953	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26686	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27831	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27847	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27684	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29499	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29508	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27721	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27731	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27608	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27818	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27529	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30991	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27706	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27075	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27726	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27712	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27722	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27724	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27704	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27611	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30659	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27380	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27154	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27863	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27889	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29586	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29572	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27933	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27926	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18394	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94415	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94271	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93725	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94212	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93263	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94395	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93902	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93755	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93290	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93792	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93900	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94399	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27537	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29669	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92865	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93807	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93951	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93422	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94398	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93906	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27744	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92751	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94376	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94000	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94107	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92583	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27917	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27705	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93316	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93560	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27739	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27945	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27640	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26559	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27948	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29539	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26651	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27939	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29591	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26702	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27697	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27756	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27829	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27848	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30891	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27871	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27843	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27846	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27858	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27879	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29760	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27733	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30188	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30968	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30977	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30105	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30986	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30171	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30970	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30189	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30211	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30965	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30960	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30949	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30967	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30958	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30222	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31039	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30110	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30090	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30113	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31010	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30125	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31011	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92453	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31036	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93833	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93817	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93099	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94124	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18496	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93503	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93628	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92313	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92214	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92890	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92531	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94160	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93901	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26695	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27958	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92559	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93931	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93903	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92314	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94110	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93941	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92648	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93858	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93033	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30978	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29774	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30961	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29648	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29759	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31037	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94174	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92443	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93934	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27872	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92277	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92594	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94362	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93313	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94220	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93928	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93143	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94158	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94120	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93326	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92600	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94351	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30223	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94363	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93746	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93187	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92092	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27924	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92978	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93061	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93761	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93813	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93685	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94180	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93310	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93919	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93904	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94405	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94417	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94238	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93277	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94408	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92795	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93971	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94026	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92421	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94213	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94196	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94352	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26654	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93691	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93957	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94200	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93964	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93288	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93249	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93932	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93600	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92287	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93281	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92797	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94087	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34258	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94416	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93499	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94394	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93357	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93365	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93826	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94209	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93298	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93954	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93237	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94006	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94055	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93914	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94154	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93694	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93540	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94231	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93773	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93793	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94159	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93662	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93273	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93803	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92222	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92632	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93548	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92425	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94126	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93913	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94293	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93179	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93301	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92650	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94308	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93918	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93976	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94301	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93992	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92414	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94346	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93177	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93753	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92434	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92016	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92646	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92273	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92986	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92120	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92609	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92949	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30180	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31018	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27895	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27934	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27941	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27910	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29594	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29613	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27866	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27952	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27854	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27929	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27377	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93337	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27394	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27732	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27718	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31469	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27412	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93274	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94141	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93501	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94191	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94350	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93989	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31006	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93791	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29644	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30128	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31182	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18564	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18497	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18584	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18538	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18583	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18556	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18474-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18435-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18475-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29633	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29655	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94225	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29617	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29666	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27957	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29519	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27384	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26683	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29587	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29597	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29608	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27742	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29645	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30107	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30100	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29890	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29842	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29674	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29891	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29793	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31019	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31000	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18373-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26837-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93798-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26807-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26810-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26783-01	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26813-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26784-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26718-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93530-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93967-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT16301	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT17502-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27729	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29492	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94088	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30855	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27572	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT16301	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT17502-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27729	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31181	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30092	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94111	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34156	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34148	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34128	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34117	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34169	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34100	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34122	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34174	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18501	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18403	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18521	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18482	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18389	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18389	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18432	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18557	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18598	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18553-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93643-01	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93651-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93882-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93879-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26794-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94038-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92468	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18493	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29600	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29631	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27944	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27523	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31149	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27907	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27517	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27925	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27900	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27943	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29494	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27490	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29517	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29583	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26662	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27955	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29566	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29576	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27581	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27819	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29568	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27881	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26672	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27820	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27899	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27930	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27835	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29571	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30874	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27119	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27374	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27865	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27699	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30111	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31031	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30972	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30975	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30112	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29653	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29642	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30102	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29893	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30966	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29549	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29646	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27893	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27901	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27323	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29527	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29767	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29709	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30964	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30954	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31035	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31001	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30104	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30962	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31012	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27922	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29635	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94003	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92262	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92566	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34097	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34131	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34104	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29672	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29609	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29652	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29614	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29615	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29667	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29607	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29639	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29651	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29627	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29673	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29634	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29604	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29668	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29658	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29638	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29630	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29596	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29656	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29654	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29636	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29612	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29660	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29637	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29621	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29616	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29640	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29663	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29622	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30199	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30215	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30195	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30229	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30233	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30202	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30193	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30209	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30217	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30963	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30121	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30955	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31005	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30190	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31014	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30095	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29584	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30216	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29628	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30225	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30124	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30200	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93540	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31026	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30114	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93885	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30950	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31030	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31034	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27624	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27916	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27740	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41324	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93837	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93241	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92842	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41358	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41356	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41364	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92839	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93035	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41361	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93115	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92585	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42275	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42265	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42283	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42203	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42284	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42212	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42218	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42190	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42330	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42174	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42340	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92291	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92041	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42124	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42118	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42113	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42240	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41569	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41835	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42321	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42383	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41882	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42131	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42134	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42142	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92805	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41996	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41846	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41918	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41573	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41533	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42374	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41971	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93149	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93597	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92544	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41842	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41861	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41859	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42390	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30184	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30187	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29643	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30196	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30185	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31008	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30123	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30174	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27719	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29546	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29500	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27715	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41366	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41344	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42014	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27714	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42260	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42249	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42261	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42254	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42257	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42217	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42247	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42242	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42215	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42102	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42214	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93129	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42105	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41875	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42061	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42116	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42107	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42234	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42094	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42129	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42123	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42112	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42104	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41552	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41924	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41889	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41571	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41577	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41906	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41863	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41570	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41878	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41855	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41900	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41555	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41560	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41564	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41874	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42136	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42110	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42133	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42208	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41880	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42126	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42128	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42115	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42270	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42279	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41891	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42048	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42135	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42051	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42089	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41926	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41941	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42052	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41959	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41909	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42141	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42322	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42204	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42172	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42337	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42311	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42201	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42338	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42146	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42186	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93678	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41856	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41864	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42329	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42345	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41915	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42341	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42012	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41992	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41997	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42384	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42333	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42314	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42182	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42379	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41841	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42323	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42369	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42354	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42149	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42331	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92503	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92908	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93872	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92892	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41852	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92718	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92149	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42327	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92572	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93481	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92919	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41896	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41718	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93574	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41899	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42362	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42388	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42355	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93161	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41916	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41860	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41854	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93910	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41857	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41866	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42385	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42386	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41871	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42156	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93642	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42010	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93038	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42344	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92095	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42144	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42350	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94326	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92914	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41865	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93602	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42631	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43127	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34143	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34136	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34087	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93315	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92675	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93898	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93681	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92629	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92100	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92211	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93923	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94048	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94421	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93097	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93774	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92176	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92493	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92433	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93945	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92463	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92911	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92280	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30181	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31006	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31014	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30114	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30205	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31038	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31034	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30214	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31030	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30950	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30208	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29951	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30212	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29650	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92713	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93614	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93070	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94140	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93686	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92489	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92779	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93047	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93795	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93010	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92999	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92780	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93871	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94043	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92828	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92717	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42241	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42114	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41365	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42244	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42253	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41323	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43026	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43076	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42680	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42782	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42869	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42730	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43115	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42792	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42781	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42636	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43017	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42763	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42910	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42641	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42787	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42816	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42659	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42791	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42779	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42817	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42812	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42685	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42809	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42756	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43148	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42789	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42638	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42733	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43132	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42738	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42780	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42662	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43033	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42661	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42755	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42796	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43117	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42870	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43160	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43133	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42783	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42806	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43122	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43029	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42786	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43073	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42776	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42775	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43134	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43153	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42872	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42857	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43150	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43093	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43139	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42785	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42797	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43125	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43154	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42970	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43136	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42795	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42804	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43096	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42754	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43078	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30973	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29797	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27800	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29765	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93267	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94419	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94005	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27841	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92213	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93572	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93762	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93376	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93657	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92284	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30182	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31007	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30957	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94013	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41357	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41355	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41284	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41326	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41262	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42209	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29808	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93147	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30207	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42120	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42096	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41536	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41908	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43097	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42793	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42790	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43156	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43151	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43083	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42784	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42861	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42774	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42810	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42852	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43077	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41922	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42895	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41844	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42378	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42736	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41833	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41782	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43141	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41836	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42389	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41839	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41877	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41914	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41868	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41917	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41851	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42815	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41870	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41862	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41895	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41887	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41876	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42753	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42858	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42764	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42724	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42853	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42011	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42368	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43137	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43094	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42346	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42370	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42778	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42652	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42670	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43014	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42737	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42654	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42315	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42335	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42207	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42320	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42325	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41946	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42326	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42171	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43030	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42225	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42272	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41330	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42271	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42005	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41351	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27875	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42059	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42235	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41314	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41937	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42266	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42220	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42231	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42233	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41339	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41327	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42278	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42256	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42276	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42274	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41764	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42211	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42100	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42109	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42132	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42097	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41550	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42357	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18496	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41340	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41298	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41360	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41317	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41354	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41329	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41335	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41286	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41333	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41338	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41285	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41961	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42130	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41873	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41547	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41934	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42127	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43121	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42740	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27961	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29512	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27869	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27849	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27959	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27861	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26663	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27856	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27918	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27911	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27937	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26671	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT26664	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29606	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94397	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94295	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93993	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42285	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42269	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42227	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18400-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18407-01	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34112	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT34157	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94058	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92954	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92737	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30126	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30227	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT27700	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42226	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42334	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18373-01	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15F0052IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41588	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41565	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42111	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42245	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42091	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42280	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42801	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42799	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42761	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42800	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42672	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42723	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42918	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42629	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42748	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43027	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43131	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42732	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42145	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42166	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42147	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42046	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42802	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43084	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43057	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43050	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43066	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43067	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43072	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42664	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42668	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43071	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43069	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42677	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT45959	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	14K0046IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41893	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42681	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43128	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42375	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41919	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41881	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41834	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42747	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41850	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42356	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41858	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42349	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41845	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41883	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42363	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41843	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41888	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42023	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43043	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42648	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42848	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43060	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43053	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42080	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43086	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42017	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43063	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43104	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43105	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43049	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42633	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43079	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43116	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42018	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43101	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43058	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42025	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43111	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42016	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42029	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42642	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43035	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42034	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42643	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43054	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43061	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42037	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43065	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42653	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43046	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30089	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT30122	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	14K0046IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	14K0046IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	14K0046IN	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42844	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42093	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42842	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42087	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42667	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42669	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42078	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42660	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43055	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42818	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43090	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42060	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43095	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42854	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42064	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43074	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42032	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42855	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43135	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42871	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43091	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42079	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42838	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42803	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42808	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42839	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43157	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42647	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42039	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42047	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43056	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42637	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18513	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18516	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18517	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18518	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18522	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18534	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18568	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18569	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18574	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18578	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93303	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31128	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31139	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31145	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31147	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31152	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31160	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31408	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31412	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93495	1
186-0215	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93839	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94290	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94340	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93303	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31128	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31139	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31145	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31147	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31152	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31160	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31408	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31412	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31413	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93495	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93839	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94290	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94340	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT29641	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT31180	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT92966	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT93096	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT94231	1
186-0223	SISTEMA MONIT BIS VIEW	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	13B0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	16E0269IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	M999999999	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41921	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41872	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41912	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41898	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42324	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42175	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42731	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42644	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42674	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42773	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42770	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42768	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42679	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42721	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42666	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42769	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42626	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42811	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42845	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42655	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43034	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42741	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42788	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42846	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42794	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43152	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43120	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43113	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42772	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42627	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43158	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42019	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42044	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42043	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42028	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42038	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42042	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT41847	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42015	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43140	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42031	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42040	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18483	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18488	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18489	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18495	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18496	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18502	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18504	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18506	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18508	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18509	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18549	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT18551	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	14F0029IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	16E0269IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	16E0269IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	16E0269IN	1
186-0208	BISVT-BATERIA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	S/L	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42798	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43112	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42649	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43085	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43109	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43100	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42658	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43044	1

Código	Descrição do Produto	Nome Comercial	Nome Técnico	Lote	Qtidade
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43032	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43047	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42900	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42671	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT43124	1
186-1046	SISTEMA MONIT BIS VISTA	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	VT42819	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	15B0040IN	1
10110784-SP	BISVT-TECLADO	Sistema de Monitorização BIS	Eletroencefalografo	14K0046IN	1