



Prezado profissional de saúde,

O Instituto Butantan vem por meio desta esclarecer sobre o modo de uso da vacina contra raiva humana em sua apresentação ampola de pó líófilo e diluente em seringa preenchida com agulha fixada tamanho 5/8" (ou 1.6 cm).

Uma das apresentações da vacina raiva (inativada) disponível no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é constituída de ampola contendo pó liofilizado e seringa com agulha acoplada (fixa), preenchida com diluente para reconstituição. Esclarecemos que a agulha fixada na seringa de tamanho 5/8" (ou 1.6 cm) não é apropriada para administração por via intramuscular. A seringa preenchida disponibilizada com a vacina deve ser utilizada apenas para fins de reconstituição do produto. Portanto, logo após a reconstituição, deve-se utilizar **uma nova seringa com agulha de tamanho apropriado** para administração da vacina por via intramuscular, respeitando as boas práticas de vacinação e também as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

A agulha para administração da vacina contra raiva por via intramuscular pode apresentar diferentes tamanhos dependendo da idade ou condição física da pessoa a ser vacinada.

O Instituto Butantan estará à disposição em caso de quaisquer dúvidas. Para mais informações, por favor, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do número: 08007012850 ou pelo e-mail: sac@butantan.gov.br.

Atenciosamente,

Instituto Butantan