

Nome Comercial	Nome Técnico	Modelo	Registro/ Cadastro	Classe de Risco
IMAGE COMPLEMENT C3 REAGENT	COMPLEMENTO DE COMPONENTE C3/C3C	300 testes: 1 x 7,6 mL de anticorpo complemento C3, 2 tampas, 1 cartão com código de barras	10033120432	II
IMAGE COMPLEMENT C4 REAGENT	COMPLEMENTO DE COMPONENTE C4	300 testes: 1 frasco com 7,6 ml de anticorpo complemento C4, 1 frasco vazio, 2 tampas, 1 cartão com código de barras.	10033120433	II
IMAGE IMMUNOCHEMISTRY SYSTEMS HAPTOGLOBIN(HPT) REAGENT	HAPTOGLOBINA	150 (cento e cinquenta) testes: 1 anticorpo anti- HPT (soro de cabra processado) x 4,0 ml, 1 solução com excesso de antígeno (AGXS) x 4,0 ml, 2 tampas de evaporação, 1 cartão de código de barra do reagente de haptoglobina.	10003310313	II
Immag Immunoglobulin (IgA) Reagent	IMUNOGLOBULINA A	300 testes: 1 x 15,2 mL - Anticorpo IgA para Sistema Image®, 7,6 mL - Solução de excesso de antígeno (AGXS), 2 tampas, 1 cartão com código de barras.	10033120426	II
Image Immunoglobulin (IgM) Reagent	IMUNOGLOBULINA M	300 testes: 1 frasco x 7,6 ml - Anticorpo IgM para Sistema Image®, 1 frasco x 7,6 ml - Solução de excesso de antígeno (AGXS), 1 cartão com código de barras, 2 tampas	10033120427	II