

Diferenças entre os produtos originais e falsificados:

EMBALAGEM (VISTA SUPERIOR):

- 1. Tamanho da caixa**
 - a. A caixa original é mais “baixa”.
- 2. Cor**
 - a. A caixa original tem uma coloração mais clara.
- 3. Layout**
 - a. O layout da marca d’água da embalagem original tem a perspectiva de “continuidade” da logomarca da empresa. Na embalagem falsificada, são várias “bolinhas” do mesmo tamanho.
- 4. Logomarca**
 - a. O “D” da logomarca da caixa falsificada está invertido na tampa.



Diferenças entre os produtos originais e falsificados:

EMBALAGEM (VISTA DE FRENTE):

- 1. Tamanho da caixa**
 - a. A caixa original é mais “baixa”.
- 2. Cor**
 - a. A caixa original tem uma coloração mais clara.
- 3. Layout**
 - a. O layout da marca d’água da embalagem original tem a perspectiva de “continuidade” da logomarca da empresa. Na embalagem falsificada, são várias “bolinhas” do mesmo tamanho.



Diferenças entre os produtos originais e falsificados:

EMBALAGEM (VISTA LATERAL):

- Layout das informações de Fabricante/Importador**
 - As fontes e espaçamentos são diferentes da caixa original.
- Layout das informações de Lote**
 - A fonte da descrição do lote é diferente da caixa original.
- Erro Ortográfico**
 - A caixa falsificada descreve “Descarpac Descatáveis” (sem o “r”).
- Ícone SAC**
 - A coloração é diferente da caixa original;
 - O tamanho do ícone é maior, quando comparado à caixa original.
- Logomarca**
 - A coloração da logomarca da caixa falsificada é mais clara (dourado/amarelado), enquanto na caixa original é mais escura.



Diferenças entre os produtos originais e falsificados:

EMBALAGEM (VISTA LATERAL):

1. Layout das informações técnicas e Instruções de uso

- As fontes e espaçamentos são diferentes da caixa original.

2. Tamanho da caixa

- a caixa original é mais “baixa”.

3. Logomarca


- A coloração da logomarca da caixa falsificada é mais clara (dourado/amarelado), enquanto na caixa original é mais escura.



Diferenças entre os produtos originais e falsificados:

PRODUTO

- 1. Clipe Nasal**
 - a. No produto original, o clipe nasal é abaixo da solda. O clipe nasal é reto e a solda é bem definida (destacado em amarelo).
- 2. Logomarca**
 - a. Para este fabricante, a máscara original tem a marca “Descarpack” estampada no produto (destacado em vermelho).
- 3. Pregas**
 - a. As pregas das máscaras originais são de tamanho uniforme (destacado em azul)



Diferenças entre os produtos originais e falsificados:



PRODUTO

1. Solda

- No produto original, é possível ver maior pressão do elástico soldado à máscara;
- No produto original, as soldas não são tão na extremidade superior e inferior da máscara;
- No produto falsificado, a solda tem um formato redondo bem definido, que não ocorre no produto original.

2. Filtro

- No produto original, a camada intermediária é o filtro, confeccionado em Meltblown, que garante a EFB da máscara. No produto falsificado, é utilizado um material espesso, que aparenta ser um “feltro”.

3. Acabamento

- O produto original visivelmente apresenta um melhor acabamento da máscara, de forma geral.

4. Espessura

- O produto falsificado, embora possua três camadas como o original, é mais “grosso” (provavelmente pela presença do feltro), o que dificulta a respiração.