

| DADOS DO PRODUTO | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Registro ANVISA | Modelo/Apresentação | Lote/Série |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500418 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500378 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13864 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500043 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13498 |
| 80259119013 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 2384 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 50072 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500724 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500317 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40074 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20249 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14087 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500379 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500055 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500032 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500144 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500179 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500291 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13130 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500361 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500050 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13079 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 9 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500184 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500004 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500053 |
| 80259110046 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 DE PAREDE | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13720 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500023 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500539 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510005 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500456 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13460 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500043 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502562 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 328/13 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 102446 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500438 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510012 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500612 |
| 80259119013 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12901 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | DEMO |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12329 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500070 |

| DADOS DO PRODUTO | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Registro ANVISA | Modelo/Apresentação | Lote/Série |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500191 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MODELO LUCEA LED 40 | 24LC |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13385 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 40017 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500344 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500066 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500506 |
| 80259110081 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500221 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13684 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13492 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500134 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500180 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12351 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500015 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500092 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 2556 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500025 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300 | 15050 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500041 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500200 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13422 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500217 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500451 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500179 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500169 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500752 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501679 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500715 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13150 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500142 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500718 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20087 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501626 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500551 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13903 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501110 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 14091 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500310 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 329/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500032 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13115 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500571 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500218 |

| DADOS DO PRODUTO | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Registro ANVISA | Modelo/Apresentação | Lote/Série |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501825 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500021 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501738 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500105 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500961 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13689 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12392 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13423 |
| 80259110132 | FOCO CIRURG DE ILUMIN, TIPO MOVEL MOD BLUELINE 80 HOSPITAL | 10567 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13229 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40306 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500219 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 500591 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500524 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500818 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13487 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 222/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500088 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12355 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500657 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501746 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13401 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500648 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12515 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500285 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500514 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500044 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500253 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13282 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40864 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14083 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 292/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 12297 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13898 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13624 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13858 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500149 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500551 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20801 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20037 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13343 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500002 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40854 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 12632 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20505 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500104 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12356 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13399 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501510 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500147 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500174 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500046 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20497 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500182 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40868 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13596 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500696 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500628 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500390 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13691 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500239 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502390 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500135 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13431 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500249 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500295 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14805 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501687 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 328/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40090 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500109 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12423 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13683 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 12984 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700/500 | 12986 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 DF 0810 | 500116 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 50002184 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13436 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500139 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500643 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 292/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13715 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12516 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500052 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13195 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500707 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510023 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20035 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 13753 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 168/16 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500059 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13139 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 15019 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 SF 1011 | 500045 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510009 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510004 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500033 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500046 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40082 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500645 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501671 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500087 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500534 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500123 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13226 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500999 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500398 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510003 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500192 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 20149 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500153 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 292/18 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 502219 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40286 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500212 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12426 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500234 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500307 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500433 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500247 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500216 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13676 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500480 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MODELOBLUELINE 80 HOSP | 12096 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500073 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500075 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13158 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500023 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500800 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501114 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500465 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40088 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501670 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500160 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500090 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12360 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500647 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13479 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL | 5000230 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500041 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501154 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500490 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13747 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 222/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500042 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500825 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501089 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500044 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500646 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501930 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502490 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500215 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500763 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13524 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500424 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501123 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502083 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500821 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500189 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500425 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500817 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500293 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 289/15 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500176 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500114 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500147 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500685 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510019 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500160 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500444 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13411 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500079 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13910 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 2C56 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13143 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500822 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500203 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501742 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500395 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 5000301 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500641 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500339 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500138 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501943 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20084 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13687 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510025 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500004 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500093 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 601861 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500122 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500440 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13186 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500431 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12323 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500363 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500510 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500024 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500695 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500533 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500374 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500538 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501163 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500189 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501677 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500384 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500222 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40293 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500025 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12424 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500005 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500314 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500095 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500256 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500161 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502606 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500495 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500177 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20183 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501745 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500174 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 12775 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500130 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 12260 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500630 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500427 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500713 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13552 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500113 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13608 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 243/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510028 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500647 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500247 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500004 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 300/300 | 12876 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 189/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502513 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501626 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500386 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500161 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13478 |
| 80259119013 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 300/300 | 2356 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13673 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500068 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510024 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500968 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13499 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500208 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510015 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13801 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 DF 0810 | 500115 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500690 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500089 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500003 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500613 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13287 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 188/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MODELO BLUE 30 MOB | 2M56 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20660 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500434 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500540 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500322 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40230 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500032 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500089 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502170 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500343 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13068 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500154 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500211 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510020 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20695 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500186 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500332 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500594 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13800 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 10174 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500364 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502173 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500652 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20172 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20475 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20223 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501743 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500458 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500035 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 245/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500556 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500194 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510033 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL | 502042 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13140 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500274 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500655 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500138 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500998 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500469 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20681 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500205 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500443 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500631 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500030 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500390 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 50 | 20179 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500989 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 2CLC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13867 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500740 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500988 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500401 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13066 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500193 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14088 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501005 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501695 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500438 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500036 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500142 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500653 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500617 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500716 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14082 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500159 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13615 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500385 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500526 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13459 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 40 | 12482 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500528 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEI BAT | 2BLC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500610 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEI, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 2M56 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500658 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEI BAT | 500434 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500972 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13525 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEI BLUELINE 80 MOBILE | 13242 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14815 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500115 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500173 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501002 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500733 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 502495 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEI | 5000231 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500198 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 50 | 20250 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500328 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 50 | 114/16 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 475/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEI BLUELINE 80 MOBILE | 2M56 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20033 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40299 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501122 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13062 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510002 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500561 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 40 | 193/13 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500243 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500055 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 328/13 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500250 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 50 | 20663 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500179 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 289/15 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500844 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 211C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500369 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13868 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500727 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500072 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEI BLUELINE 80 MOBILE | 123/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13483 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501740 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500648 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501176 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510008 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13301 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500523 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500741 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500172 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13358 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500049 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500342 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500387 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510022 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 50 | 20258 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 131/13 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500485 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 502494 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13402 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEI, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12440 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500237 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500743 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500546 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500592 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510023 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO MOVEI P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12327 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 12783 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13135 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 502171 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500131 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510005 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP MONTADO | 500006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500541 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13678 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501680 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13555 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 12313 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500085 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500360 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500052 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500240 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500034 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13065 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500132 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500520 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500070 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 134/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500432 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13194 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500272 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500178 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEI, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12418 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI BAT | 500436 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500477 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500379 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501103 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501696 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13784 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEI, MOD LUCEA 50 | 40082 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501186 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEI BAT | 500656 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEI, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12422 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500744 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 501673 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500539 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEI | 502350 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500627 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500031 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500163 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500129 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12520 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500958 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEI | 502498 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13731 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510007 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 215/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 20VC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 13970 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500081 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501816 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501100 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 202/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 21VC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500705 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500478 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501632 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500390 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 2M56 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 326/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40291 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 14286 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500273 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500146 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 226/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501818 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20253 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13000 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500254 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500482 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 25LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501130 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500235 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500191 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13451 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500599 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501817 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40085 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500439 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 114/16 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13192 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500100 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500373 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20165 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501697 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 104083 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 20148 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500505 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20177 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502565 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500273 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500316 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 20130 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12357 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13682 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500076 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500139 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500437 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501036 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40016 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500070 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500004 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501751 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13746 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500381 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500291 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500036 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500152 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 500/300 | 12440 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500243 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500244 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 300/300 | 12295 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13749 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 50012 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 25LC |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500175 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12322 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500388 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20703 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500043 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500075 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500031 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500086 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13107 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13899 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500048 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501822 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 353/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500078 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12381 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500746 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501092 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500137 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500017 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500271 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500315 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13435 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500522 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500537 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12437 |

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501737 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501157 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13586 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500031 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500284 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500814 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500079 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13533 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13137 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12483 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 SF 1011 | 500004 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40071 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13574 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20294 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TETO, HLED 500/300 | 2556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 355/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500118 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500064 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500042 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500155 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500055 |
| 80259110082 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500931 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 50016 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13061 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13111 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500115 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500035 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13887 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20295 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500457 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500081 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500008 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20700 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500027 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 14092 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 500/300 | 12413 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500066 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 1000/1150 | 500001 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 15218 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 500/300 | 12397 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | AUT0002755 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500399 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20702 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500139 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500111 |
| 80259110058 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500815 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13595 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500453 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500054 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 345/18 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500375 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13748 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20255 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500699 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500076 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500506 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500187 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500142 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13445 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500145 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20691 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40301 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500479 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20043 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500027 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500319 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500207 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TETO, MOD HLED 500 | 12216 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501734 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500414 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500191 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500141 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 21LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500342 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500249 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13721 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40309 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500469 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 292/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 42905 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500293 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501699 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20504 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501112 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500598 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500259 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500535 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 224/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500281 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510004 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12293 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500007 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20163 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500030 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500178 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500538 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500255 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500065 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500119 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500248 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500801 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500072 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500799 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510010 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 2C56 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500074 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 353/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12325 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500035 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 12262 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14016 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 21LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500520 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500471 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500728 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20680 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40308 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13669 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13211 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500140 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13443 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500540 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500443 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501690 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500030 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500374 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500066 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500388 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500820 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41666 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502511 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500099 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 502386 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13348 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500659 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500057 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500518 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500389 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14809 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 12296 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500172 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500806 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500364 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13528 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500701 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13350 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500024 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 1231012313 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13604 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500223 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20256 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500386 |
| | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500225 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500031 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40076 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500595 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500971 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500071 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502607 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500555 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500612 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500026 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13576 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500080 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500396 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500036 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500826 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 13750 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500113 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501181 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500560 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40070 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500600 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500033 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500280 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500022 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13605 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500002 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 25LC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13583 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500764 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13477 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500175 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500002 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500444 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13442 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500139 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 111/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510030 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510025 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13888 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 40 | 500349 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510035 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500797 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500759 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 14748 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500397 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501631 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 329/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501037 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510027 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501935 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13452 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 500/300 | 13915 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500470 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500687 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 DF 0810 | 500169 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500436 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500047 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500185 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500511 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500283 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500176 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501084 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500400 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500183 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500804 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500327 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 296/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13342 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 2831/12 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500045 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13193 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13543 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500987 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500062 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500549 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502517 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40865 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501503 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500140 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14081 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500176 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300 | 15046 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500016 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500214 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 DE PAREDE | 130/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 500003 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500337 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501691 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500543 |
| 80259110046 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500238 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500423 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/700 | 13186 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 40020 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13471 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500137 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500492 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500708 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500047 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 189/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500019 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500274 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500316 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500340 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 12355 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500255 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502569 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500559 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13387 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500333 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500457 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40218 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500536 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500616 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13138 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500964 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500046 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500335 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500276 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500795 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40227 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13893 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500279 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 14755 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500146 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500739 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500203 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40015 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500106 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300 | 15049 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500210 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500051 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500761 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13603 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20696 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500140 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13667 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500342 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500151 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500547 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500710 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500515 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500242 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500375 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13156 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500208 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500696 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500383 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 325/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500083 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500107 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501824 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 DE PAREDE | 361/17 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500195 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500495 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500172 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500501 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 DF 0810 | 500114 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500503 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 12359 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500029 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500751 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 502389 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20698 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501744 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500024 |
| 80259110046 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500108 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500200 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500231 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20470 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501942 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500067 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500838 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192723 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500547 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500193 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20710 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13456 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14803 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502566 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500742 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500190 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 134/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500596 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500691 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500484 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500292 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12482 |
| 80259110132 | FOCO CIRURG DE ILUMIN, TIPO MOVEL MOD BLUELINE 80 HOSPITAL | 12902 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501937 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510010 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501088 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13470 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500145 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13409 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13572 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500081 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13182 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500970 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 070/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 134/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501115 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12393 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500318 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500568 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500491 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500045 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500726 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501790 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500467 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13805 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502396 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40867 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500638 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13671 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500615 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500408 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12425 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12330 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500693 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 DF 0810 | 500131 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500206 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501169 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40075 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20169 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500312 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 500 | 2556 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 296/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 13763 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13530 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500164 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 187/17 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20182 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500999 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500637 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13433 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500192 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500608 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 502218 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501174 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500559 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500241 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500000 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501175 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500387 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13355 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500981 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501826 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500161 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20474 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13283 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500301 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500121 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500649 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500028 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500816 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500144 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500250 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510021 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500176 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500206 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501160 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510016 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500386 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510007 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13406 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500021 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500411 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500402 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500246 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20089 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500163 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500738 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13009 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500141 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13602 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500477 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12294 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500644 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300, | 2756 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14807 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40296 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600/400 SF TK AIM 1011 | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13544 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500384 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500966 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 2556 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500995 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500430 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500325 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20252 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500194 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 251C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501939 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500039 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40076 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 TETO | 13507 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 114/16 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500383 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500153 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500371 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 TETO | 13733 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500214 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500637 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12780 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 HLED SF 1011 | 501107 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500813 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 20152 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 50 SF | 14039 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500341 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500955 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500159 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500524 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40234 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 104109 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 20153 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 20088 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40098 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500497 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13063 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500112 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500697 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500650 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500040 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500384 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510020 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501102 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500645 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500404 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13397 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510020 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TETO, HLED 500/300 | 44210 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13594 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502496 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500174 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500659 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501789 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500540 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 501005 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500005 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500136 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500077 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502515 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500807 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500553 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500188 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500715 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501086 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 104108 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500522 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500581 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500032 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12390 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75SF VP AIM CL K4 1011 | 500011 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500152 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 20667 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13352 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500706 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20284 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500311 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500210 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500152 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500723 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500720 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500643 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500500 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500512 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500071 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500028 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500368 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500932 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500415 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500181 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500393 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500209 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500974 |
| 80259119013 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 500548 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500029 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13679 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500044 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13694 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500389 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500826 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13424 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500299 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500053 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510028 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500168 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500293 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500477 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500191 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500845 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13494 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500062 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500158 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501099 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500041 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501117 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500230 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502567 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500042 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 070/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500634 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13142 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500136 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 247/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500019 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20178 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20063 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500082 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500542 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13398 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500579 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 070/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13449 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500651 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13561 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 700/300 | 2756 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500016 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20798 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13465 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500045 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500047 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501733 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20500 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500027 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500052 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500389 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500836 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501001 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13430 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510013 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500091 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13403 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500190 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500142 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501116 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40284 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 2561 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 502384 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500026 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20704 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12359 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500187 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500386 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500273 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500191 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40278 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500389 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 13533 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500339 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13869 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500051 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500359 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500143 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500206 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13069 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13688 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502512 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40295 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500038 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 211C |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 DF 0810 | 500113 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500415 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500456 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500067 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500406 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500409 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 326/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501501 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500559 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500632 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500509 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13919 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13472 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500472 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500986 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500967 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12369 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500754 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501133 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20085 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500226 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13223 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500403 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 102931 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500544 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13623 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500990 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13722 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500025 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500533 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500263 |
| 80259110162 | FOCO CIRURG DE ILLUMIN, TIPO MOVEL MOD BLUELINE 80 HOSPITAL | 10570 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500808 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13077 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501629 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500194 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500202 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500824 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501827 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 211C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MODELO LUCEA LED 40 | 24LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13717 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501080 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500245 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500406 |
| 80259110081 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13148 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502609 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12382 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13889 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500193 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500654 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500537 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502497 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501095 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13521 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 296/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20034 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500299 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500192 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13294 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13905 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 2556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500388 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500736 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13181 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500279 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13546 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500157 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500454 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500270 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500990 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20254 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500334 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500499 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13453 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13224 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500191 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20450 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500280 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 112/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500429 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12353 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13349 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 189/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/500, | 249/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501170 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510014 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13346 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12360 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502399 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500209 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600/400 DF TK AIM 0810 | 500065 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500252 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13426 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40069 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500810 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 070/14 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 25LC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500704 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13802 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500202 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501944 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13219 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12482 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500124 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500138 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500846 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500545 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500520 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500249 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500730 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500102 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500563 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500814 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13750 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500973 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500708 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13388 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500600 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500133 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600/400 DF TK AIM 0810 | 510020 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 20204 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 14089 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501941 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500262 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500076 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500026 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13803 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500285 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 14090 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500047 |
| 80259110038 | FOCO CLINICO LUCEA 40 | 500347 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500237 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500760 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13681 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500202 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13455 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500464 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13074 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500329 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13404 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500118 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MODELOBLUELINE 80 HOSP | 12957 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500686 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 104107 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500523 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500211 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500073 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 15775 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500328 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500172 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500225 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13622 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500034 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500682 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501736 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500212 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500162 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500709 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500171 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500762 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500560 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501105 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500455 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500037 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500050 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40297 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20286 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500057 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500177 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20664 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 070/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500177 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500835 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500048 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40087 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40290 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500078 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500597 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13147 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12431 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13218 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500531 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500534 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500840 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12386 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14811 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 12439 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501819 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13434 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13582 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40298 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41675 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500207 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13466 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500683 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500437 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501739 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500066 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500089 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500337 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500278 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500027 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510021 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12321 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500254 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500171 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 058/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500036 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192727 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500103 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501078 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 50013 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500333 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13705 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500034 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501683 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500546 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500197 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600/400 SF TK AIM 1011 | 500003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500123 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500006 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500341 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40238 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500691 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510018 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500277 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500475 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20181 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12902 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501509 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502509 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 DF 0810 | 500913 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500096 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13076 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13145 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20707 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500072 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12420 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500190 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 500136 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500324 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 13754 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500959 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500143 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500322 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500020 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500827 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500426 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40239 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500171 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12424 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500248 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500755 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500073 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12247 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 50011 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500329 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500092 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 247/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501741 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40292 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500324 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500272 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500805 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 500/500 | 2556 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500392 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500211 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13500 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500210 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13480 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13344 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501932 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500282 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501689 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300 | 15048 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500554 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 361/17 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500534 |
| 80259110058 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500640 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510005 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500541 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | DEMO |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500201 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13538 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500254 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13587 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500222 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501162 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13112 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502514 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500987 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500504 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12385 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13506 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 325/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500097 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | AUTO003633 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500684 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501506 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13136 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12292 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501161 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501179 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502491 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500193 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13109 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502392 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500644 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500714 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500197 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20499 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500190 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500655 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500012 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP MONTADO | 500007 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500330 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500296 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13225 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 TETO | 2TLC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510002 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500399 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500733 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500419 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500544 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 353/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500201 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 15754 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 20203 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500154 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500330 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500412 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500001 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500502 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO P/ILUMINACAO HLED 500/300 | 14813 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500109 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500174 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500088 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500694 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP MONTADO | 500006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500109 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501681 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 193/13 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500536 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12291 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13668 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20663 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500513 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12422 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510026 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 21VC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500550 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500993 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 353/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500323 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 40026 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500051 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13133 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13111 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500077 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500215 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500394 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500626 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510022 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500216 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500216 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500594 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500170 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 361/17 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13718 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 296/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500108 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12289 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501748 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500390 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500149 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500040 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500022 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510016 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500168 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500654 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL | 500013 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14086 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500529 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500253 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20693 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12324 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40283 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 102934 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500279 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500933 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501676 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13454 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20709 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12394 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501090 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500098 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40229 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500530 |
| 80259110082 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 2356 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500170 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20184 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13753 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500593 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500736 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20037 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13866 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 2SLC |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500084 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500391 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500798 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500812 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13446 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500380 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40103 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500183 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500180 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 12216 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500451 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500118 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12514 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500074 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40201 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500385 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500984 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500025 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500737 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40013 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500535 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20800 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500160 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500134 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41669 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500532 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500341 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13696 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500026 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500169 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500184 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192728 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500112 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500706 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500614 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500229 |
| 80259119013 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 500590 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500244 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500043 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501152 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500038 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40072 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13677 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500564 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500040 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500548 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500213 |
| 80259110038 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12875 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40300 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500595 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500548 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500276 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13589 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500692 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500180 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500994 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500156 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500599 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13131 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12421 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500069 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500639 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500033 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12439 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500033 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 80259119013 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12777 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13105 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500214 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500522 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500997 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500288 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500467 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500148 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501177 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13149 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500978 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500740 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500059 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500213 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501173 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 DE PAREDE | 500177 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 292/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500048 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502563 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502561 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13549 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500682 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | AUTO0002755 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501933 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500315 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500208 |
| 80259110046 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501171 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500474 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500343 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500280 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501692 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500196 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500596 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500345 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500135 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 20101 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | AUTO0002761 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500638 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500055 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13620 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13619 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500158 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500496 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20711 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500058 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 12776 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500173 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40082 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20692 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20039 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500154 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500063 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500041 |
| 80259110162 | FOCO CIRURG DE ILUMIN, TIPO MOVEL MOD BLUELINE 80 HOSPITAL | 13240 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13303 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40237 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500031 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 2356 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192726 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500300 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500267 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500714 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500530 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 326/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500006 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40307 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500494 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40296 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501936 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500080 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500276 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500179 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500991 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12290 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500029 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500419 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502086 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500739 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13064 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12287 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500385 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500658 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12245 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO MOD. HLED 700/500 | 2756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500490 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 13838 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500441 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500507 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500656 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502172 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500070 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500056 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500309 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40285 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500532 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500172 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510027 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501156 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500470 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500336 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500566 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500962 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500384 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500417 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20706 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500317 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500656 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500026 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/600 DF 0810 | 500112 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13526 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13293 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500029 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500215 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502176 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500165 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500025 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500334 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500213 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501685 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500985 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502398 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500816 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501111 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 20150 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502174 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13610 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13400 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO MOD. HLED 700/500 | 12378 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40068 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500320 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501698 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500823 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500296 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 25LC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500253 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13616 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500131 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500651 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500090 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500155 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40294 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41671 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500195 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40086 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500362 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510026 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13548 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500063 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501505 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500473 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500810 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41668 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 131/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13345 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510009 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510010 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13396 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13292 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500137 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500468 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500111 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 11 | 500035 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12358 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13545 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500037 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500189 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500992 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500541 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502388 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500568 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501159 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20289 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500162 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500367 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14084 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13560 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500075 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 14747 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500642 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13686 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500991 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500046 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 104105 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 SF TK AIM 1011 | 510006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 289/15 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500340 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500819 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20087 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500325 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500410 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502397 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500147 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500139 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 500/500 | 2556 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | AUTO004141 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500302 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 15541 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500745 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 243/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500017 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500684 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500321 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500979 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 21LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12367 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100+50 SF | 500082 |
| 80259110058 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500549 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13892 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500326 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600/400 DF TK AIM 0810 | 500064 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501158 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500567 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500018 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500220 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13386 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510015 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500275 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500155 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500207 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 070/14 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13664 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500493 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500212 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41672 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 2556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13476 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502518 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500495 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500189 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 20130 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501034 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501101 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500156 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500110 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500266 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500204 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500465 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501678 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501674 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500276 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 21LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500285 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500642 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500331 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500036 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500376 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13490 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13420 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500450 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500040 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500306 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500742 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 134/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500005 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13300 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500498 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500084 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300, | 2756 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500641 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13470 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500689 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13060 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20180 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE LUMIN, TIPO MOVEL BLUELINE 80 MOBILE | 13106 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 14142 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500525 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500165 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500508 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 12774 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 500/500 | 2556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510021 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500175 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20799 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13593 |
| 80259110058 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 102445 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500173 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13531 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20031 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500068 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 50001647 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500294 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500188 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500698 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500006 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20032 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 222/13 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500535 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500635 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500965 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500275 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 10558 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 329/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500685 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502401 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ ILUMINACAO HLED300 ARCO SIMPLES | 102935 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500079 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501938 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500064 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500703 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13072 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500747 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500119 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500127 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500565 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 14781 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500377 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500704 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500201 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500813 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510024 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500735 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501675 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500150 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510012 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500162 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510024 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501172 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500033 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501132 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500228 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40315 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501079 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501096 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500525 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500536 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500176 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20041 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500377 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500717 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 13971 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500281 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500833 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13539 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500245 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500169 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500287 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13144 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500963 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13891 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500428 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500476 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500336 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500969 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500054 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501735 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 12984 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40305 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500435 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13585 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500313 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40304 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 070/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500224 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501097 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500421 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 325/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500048 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500983 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500683 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500137 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500199 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500738 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13059 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500420 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500179 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20662 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500144 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500735 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500686 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500174 |
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO MOD HLED 500/500 | 2556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400+50 SF | 500049 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13863 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500515 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500251 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500055 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500046 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500274 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13904 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500357 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20451 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40099 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500198 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 501006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500351 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501940 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500116 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500455 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500569 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501682 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500073 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500508 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500311 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20501 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20038 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 243/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20506 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75SF VP AIM CL K4 1011 | 500010 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500702 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500741 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510032 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500722 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501168 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510023 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13504 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500692 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO P/ ILUMINACAO HLED 500/300 | 41292 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 40 | 501603 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12368 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502169 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13685 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12778 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500167 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20038 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40089 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13343 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO TETO, MODELO HLED500 | 13418 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 326/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500957 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13625 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500261 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500830 |
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14019 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13701 |
| 80259110132 | FOCO CIRURG DE ILUMIN, TIPO MOVEL MOD BLUELINE 80 HOSPITAL | 2H56 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500980 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40088 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500990 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500809 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501106 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500405 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500439 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 10010 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501672 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500192 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500277 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13146 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13672 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500652 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500796 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500396 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500113 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20503 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500150 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501106 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500257 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20161 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 21VC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13157 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 21VC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500041 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500277 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500725 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 13854 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500707 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500110 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500250 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41673 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 211C |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40235 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501094 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12433 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500171 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500251 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192725 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502400 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 13855 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500136 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500174 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500019 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500382 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13468 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501038 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20042 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501823 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500156 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12244 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500358 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501164 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 80259119011 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13612 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500157 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 500592 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502489 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 112/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500247 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500101 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500731 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500552 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501093 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13185 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500828 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 355/18 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 247/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40072 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13675 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500181 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 131/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500027 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500186 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 329/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13554 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 500023 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500705 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12326 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500387 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500148 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12360 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500125 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13540 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 5000302 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 DF 0810 | 500912 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500712 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500355 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500323 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500199 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501507 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500128 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12438 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501752 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 193/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500138 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500527 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40226 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500413 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 470/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500039 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500711 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500494 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13408 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500169 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40302 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500516 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500545 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510017 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500094 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13865 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500209 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500284 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500141 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500657 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 224/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500733 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500982 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MODELOBLUELINE 30 MOBILE | 10028 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20040 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500053 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500542 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500023 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500567 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13902 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501081 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13666 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500319 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13665 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500542 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500833 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 DE PAREDE | 296/18 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500422 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13354 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510022 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500119 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501131 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 501004 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502706 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500130 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40101 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500812 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13704 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500251 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 2M56 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500271 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 50015 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13347 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501104 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13708 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 502385 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500636 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500182 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500214 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13407 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500278 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500121 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20251 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13410 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500440 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500053 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500087 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 070/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500028 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510013 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500442 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500049 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 361/17 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500260 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500060 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500187 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TETO, HLED 500/300 | 28212 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40122 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 121/15 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 25LC |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 247/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500393 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500391 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501508 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500145 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500496 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500550 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510019 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500442 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500376 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 11 | 500065 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500308 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500140 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500265 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 15715 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40290 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 21LC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20040 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501083 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500050 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500075 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500076 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500148 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13284 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500496 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13808 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500524 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501821 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20087 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500370 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500195 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20061 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500847 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502395 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500960 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 292/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20448 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500463 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500476 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500034 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500204 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13606 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500385 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40153 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500287 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 500004 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500175 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500162 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13441 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500037 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502084 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501113 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500030 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500188 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13564 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502610 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13716 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13075 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500746 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500157 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500002 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500074 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510004 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 10 MOVEL | 502383 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500338 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500734 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500274 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501684 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500246 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40017 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500303 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500468 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 300 | 2356 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501504 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500014 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 SF | 601759 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13475 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13864 |
| 80259110085 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13180 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502568 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500811 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40100 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40019 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501107 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500803 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500356 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13216 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12352 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500190 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500379 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12419 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 187/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500088 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501098 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13141 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500509 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500544 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20224 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500170 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13444 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500270 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500217 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20705 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 12240 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13799 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500381 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500178 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500069 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500196 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 121/15 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, MOD. BLUELINE 80 | 13078 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500392 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20036 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500264 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500326 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500047 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500083 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 194/18 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300 | 15047 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500024 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500721 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13719 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501820 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500401 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500441 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500629 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13425 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20087 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13073 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40074 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13573 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500481 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510007 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 TETO | 13698 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502387 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13695 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500157 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13613 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500223 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500299 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 20VC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500690 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12423 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500557 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP MONTADO | 500007 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12423 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500105 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20502 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502175 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13467 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13071 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20708 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500315 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500258 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40202 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500633 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500283 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500466 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12481 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500400 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500570 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 21VC |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 300/300 | 2356 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192729 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500175 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13220 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500142 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500286 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500312 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500244 |
| 80259110132 | FOCO CIRURG DE ILUMIN, TIPO MOVEL MOD BLUELINE 80 HOSPITAL | 12804 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL LUCEA LED, MODELO LUCEA 50 | 13278 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 404/14 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500117 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500143 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500827 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500278 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500694 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13690 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500083 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500020 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 DE PAREDE | 500279 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501686 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500120 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501747 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13614 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP MONTADO | 500007 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500327 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500553 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500464 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14080 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO LUCEA 100 | 20030 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500748 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500716 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 120/15 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 500435 |
| 80259110046 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13523 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12772 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 50090 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14085 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500712 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500433 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501077 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13132 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 20473 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500819 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13607 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40016 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500321 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 211C |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500653 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 070/14 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 10 | 50014 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500388 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13290 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500054 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500516 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40014 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501000 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500498 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13674 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500332 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13467 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13302 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13291 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501934 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500391 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13067 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500228 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13489 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13575 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13901 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501502 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500236 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 14093 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500024 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 20257 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40017 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501153 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500543 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502085 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502087 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500093 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500609 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500150 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500532 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501109 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13532 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500601 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 329/13 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500693 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500226 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500001 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 296/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501039 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13527 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501165 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510018 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500022 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13432 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500695 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13751 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13547 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20222 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13699 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500173 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40316 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501004 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501085 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500362 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500734 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500245 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500077 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 DE PAREDE | 361/17 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13866 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502493 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 289/15 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13541 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 50 | 40204 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500956 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13611 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13913 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500373 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500394 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13351 |
| 80259110046 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500829 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500137 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500675 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500320 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO POWERLED II, COMPOSTO POR UMA CUPULA 700 | 500005 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 2556 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500591 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 131/13 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500224 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500275 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500233 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500138 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500452 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501040 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13867 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500190 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13551 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501082 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500313 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13481 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 75DF VP AIM CL K4 0810 UMA CUPULA 700 PRE-CABEADA E OUTRA CUPULA 500 MODO AIM COMPENSACAO AUTOMATICA DE PERDA DE LUMINOSIDADE MODO BOOST LUZ CONFORTO CAMPO LUMINOSO AJUSTAV | 500022 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13353 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510029 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502570 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 160/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500407 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500124 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12435 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500198 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 192724 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 500656 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500023 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500318 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13437 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13473 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600 SF 11 | 500049 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12432 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501693 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14079 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500343 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 15756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500169 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501628 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500153 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 12238 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13134 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500561 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500121 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500041 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501693 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500387 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500839 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500213 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12354 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500523 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12244 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501155 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500646 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400/400 DF TK AIM 0810 | 510034 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13619 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500232 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12422 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500380 |
| 80259110162 | FOCO DE ILUMINACAO, TIPOTETO, MOD HLED 300/300 | 12782 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 40 | 20694 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20071 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500593 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510009 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40303 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502510 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500528 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13443 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, MOD LUCEA 10 | 13759 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500533 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP MONTADO | 500006 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501750 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 DF 08 | 500170 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MOVEL P/ ILUMINACAO, MODELO BLUELINE 30 | 12328 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13469 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500314 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 100 MOVEL BAT | 164/18 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 40 | 500348 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500580 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, HLED 300/300 | 104575 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500472 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500162 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 12972 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13215 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO POWERLED II 755F VP AIM CL K4 1011 | 500009 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 600/400 SF 1011 | 354/16 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500151 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510014 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501002 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500497 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500300 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500398 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 13972 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500295 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500065 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME, TIPO MOVEL, MOD LUCEA 40 | 12482 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500120 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 14017 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 243/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 20102 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500221 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500625 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500702 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE TETO P/ILUMINACAO, BLUELINE 80/80 CT | 13438 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500802 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13591 |
| 80259110079 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500350 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500818 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510017 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE EXAME MOD LUCEA 10 COM SUPORTE DE CALHA | 2CLC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501749 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13505 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500170 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500817 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 SF | 500375 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 328/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13214 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500483 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 41670 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 500252 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 15540 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500719 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13870 |
| 80259110162 | FOCO CLINICO LUCEA 40 DE PAREDE | 500066 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501180 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40228 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500841 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13577 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE EXAME LUCEA LED, MODELO LUCEA10, COM SUPORTE DE CALHA | 20151 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501788 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500227 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MOD. BLUELINE 30 | 13070 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500252 |
| 80259110132 | FOCO CLINICO LUCEA 40 MOVEL | 500986 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500391 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500521 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13289 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500256 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 501091 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500499 |
| 80259110082 | FOCO CIRURGICO DE TETO PARA ILUMINACAO, BLUELINE 30/80 | 13343 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500834 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO HLED 700/300 | 15045 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 501688 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500080 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40217 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500491 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502516 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500085 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500382 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500275 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500331 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 50 | 40073 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500521 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500713 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO HLED 500/300 | 409/13 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502492 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 2SLC |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500507 |
| 80259110039 | FOCO CIRURGICO ILUMINACAO TIPO TETO, HLED 700 | 2756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500171 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 12358 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 SF | 500836 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13485 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA 600/400 | 40282 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400 SF 11 | 500176 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500048 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO MOVEL, MODELO LUCEA 100 | 20283 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500129 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500141 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100 | 13478 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO MODELO BLUELINE 30 MOBILE | 10447 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500228 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 502608 |
| 80259119013 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500120 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500056 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500402 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL | 188/18 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100 SF | 500541 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 13621 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 600 SF TK AIM 11 | 510011 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500466 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 SF 1011 | 500529 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MOD HLED 700/300 | 2756 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500252 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO VOLISTA ACCESS 400/400 DF 0810 | 500453 |
| 80259110038 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500737 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO VOLISTA STANDOP 400 SF TK AIM 11 | 510003 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO, TIPO MOVEL, MOD BLUELINE 30 MOBILE | 12436 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO MODELO LUCEA 100-50 | 222/13 |
| 80259110162 | FOCO CIRURGICO LUCEA DUO 100+50 SF | 500246 |
| 80259110132 | FOCO CIRURGICO LUCEA 50 MOVEL BAT | 500843 |

