



SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO DE MEDICAMENTOS
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA EXECUTIVA

Nº	Razão Social	Produto	Apresentação	Princípio Ativo
1	BAYER S.A.	PRIMOSISTON	2 MG + 0,01 MG COM CT BL AL PVC/CTFE INC X 30	etinilestradiol; acetato de noretisterona
2	BEKER PRODUTOS FÁRMACO HOSPITALARES LTDA	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJETÁVEIS BEKER	SOL INJ IV CX 100 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML	água para injeção
3	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	SINVESTAMED	20 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP)	sinvastatina
4	NATIVITA IND. COM. LTDA.	TILENATI	200 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML	paracetamol
5	NATIVITA IND. COM. LTDA.	TILENATI	200 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 15 ML	paracetamol
6	TORRENT DO BRASIL LTDA	SERENATA	100 MG COM REV CT BL AL/AL X 10	cloridrato de sertralina
7	TORRENT DO BRASIL LTDA	SERENATA	100 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	cloridrato de sertralina
8	KLEY HERTZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	TARGIDRIL C	1000 MG + 1000 MG COM EFEV CT TB PLAS + LAM AL PAP X 16	aspartato de arginina; ácido ascórbico
9	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	tacrolimo	5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 50 ENV AL	tacrolimo
10	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	tacrolimo	1 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 10 COM SACHE DE SILICA EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO (FLOW PACK)	tacrolimo
11	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	tacrolimo	1 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 50 COM SACHE DE SILICA EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO (FLOW PACK)	tacrolimo
12	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	tacrolimo	1 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 100 COM SACHE DE SILICA EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO (FLOW PACK)	tacrolimo
13	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	tacrolimo	5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 100 ENV AL (EMB HOSP)	tacrolimo
14	LABORATÓRIO GLOBO LTDA	bromoprida	1 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 120 ML + COP	bromoprida
15	EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO EQUIPLEX	9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML	cloreto de sódio
16	EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	ÁGUA PARA INJEÇÃO	SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML	água para injeção